

Télécommande CR310

Guide rapide

- ✓ Premiers pas
- ✓ Référence rapide



Hear now. And always



À propos de

La télécommande Cochlear™ CR310 vous permet de commander les fonctions les plus usuelles de votre processeur Nucleus 7 (modèle : CP1000).



REMARQUE


Vous trouverez de plus amples informations ainsi que des avertissements dans le mode d'emploi de la *télécommande CR310*.



AVERTISSEMENT

L'ingestion de piles au lithium peut provoquer des lésions graves, voire mortelles. En cas d'ingestion, rendez-vous immédiatement aux urgences. Maintenez-les hors de portée des enfants. Conservez-les dans leur emballage d'origine tant que vous n'en avez pas besoin. Mettez immédiatement au rebut les piles usagées.

Télécommande CR310



Remplacement de la pile

Remplacez la pile dès que vous constatez que l'indicateur d'état est faible.



1. Dévissez le cache avec un tournevis cruciforme.




2. Retirez le cache et la pile usagée.



PRÉCAUTION

Utilisez UNIQUEMENT des piles bouton standard au lithium CR2032 ou 5004LC 3 V jetables.



3. Insérez avec précautions la nouvelle pile, côté « + » vers le haut.
4. Remettez le cache en place, en commençant par le bord inférieur.
5. Revissez le cache.

Mise en marche

Faites glisser l'interrupteur vers le haut pour allumer la télécommande.



Arrêt

Faites glisser l'interrupteur vers le bas pour éteindre la télécommande.



Appariement

L'appariement permet à deux appareils de communiquer entre eux.



Lorsque l'écran indique que la télécommande n'est pas appairée :

1. **Éteignez** votre processeur et votre télécommande, puis mettez-les **en marche**.
2. Placez l'antenne à l'arrière de votre télécommande.



3. La télécommande indique que le processus d'appariement est en cours.



4. La télécommande indique qu'elle est appairée.



5. Si vous avez un deuxième processeur, répétez les étapes 1 à 4.

Changement de programme

Programme
suivant

Programme
précédent



Réglage du volume/de la sensibilité



Augmentez le volume ou la sensibilité (le cas échéant)

Baissez le volume ou la sensibilité

Accessoires sans fil

Lorsqu'un accessoire Cochlear True Wireless™ (mini-microphone ou émetteur audio TV) est apparié avec votre processeur, utilisez votre télécommande pour démarrer et arrêter la diffusion audio.

L'écran affiche
l'accessoire
sans fil :



Démarrage de la
diffusion :



Une pression
longue.

Arrêt de la
diffusion :



Une pression
brève.

Accessoire FM

Lorsqu'un accessoire FM est connecté à votre processeur, vous pouvez utiliser la télécommande pour arrêter l'accessoire et le redémarrer.

L'écran affiche
l'accessoire FM :



Arrêt de
l'accessoire FM :



Une pression
brève.

Démarrage de
l'accessoire FM :



Une pression
brève.

Boucle à induction

Écoutez via les boucles magnétiques de salles avec une boucle à induction.

Activation de la boucle à induction :



Une pression brève.

Désactivation de la boucle à induction :



Une pression brève.

Entretien

Nettoyez votre télécommande à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Assurez-vous de garder votre télécommande au sec.



Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

 **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus et le logo en forme d'ellipse sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2017

D817684 ISS2

French translation of 594632 ISS2 APR17