

Cochlear™ True Wireless™ Phone Clip (kit mains libres)


Guide de poche pour les utilisateurs d'implants Cochlear




Fonctions de votre kit mains libres

- Profitez d'appels en mode mains libres directement sur votre processeur.
- Entendez votre système de navigation équipé de la technologie Bluetooth®.
- Diffusez de la musique à partir d'un appareil équipé de la technologie Bluetooth.

*Le kit mains libres s'attache facilement à vos vêtements.
Le microphone intégré capte et transmet votre voix, même si votre téléphone se trouve à quelques mètres.*



Vue d'ensemble du produit



Premiers pas

Charge de la batterie

Branchez une extrémité du câble de charge micro-USB fourni sur le kit mains libres et l'autre extrémité sur un ordinateur ou sur une prise secteur via l'adaptateur fourni.

La charge est complète lorsque le témoin lumineux LED rouge, en haut du kit mains libres, passe au vert avec un clignotement rouge toutes les 2 secondes.

Avant d'utiliser votre kit mains libres, vous devez le laisser charger pendant au moins 3 heures, même si le témoin lumineux indique une charge complète. La batterie ne peut pas être surchargée.

Remarque : à partir d'une charge complète, le kit mains libres a une autonomie de 6 heures et de 80 heures en veille.

Appariement avec votre processeur


- A** Arrêtez votre/vos processeur(s).

Retirez votre/vos processeur(s).
Arrêtez votre/vos processeur(s).

- B** Démarrez votre kit mains libres et retirez le cache argenté.




- C** À l'aide de la pointe d'un stylo ou d'un objet similaire, appuyez une fois sur le bouton d'appariement blanc du kit mains libres.



- D** Le témoin lumineux LED clignote en jaune toutes les deux secondes et le kit mains libres passe désormais en mode d'appariement pendant 20 secondes.



- E** Lorsque le mode d'appariement est actif, démarrez votre processeur.

Démarrez votre/vos processeur(s).
Le témoin lumineux clignote brièvement en bleu  pour indiquer que l'appariement a réussi.


Appariement avec votre téléphone portable

A Démarrez votre kit mains libres et retirez le cache argenté.



B Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone portable est activée. Pour obtenir des instructions, consultez le mode d'emploi de votre téléphone portable.

Appuyez une fois sur le bouton d'appariement Bluetooth bleu sur le kit mains libres pour activer le mode d'appariement pendant 2 minutes.



C Pendant le mode d'appariement, le témoin lumineux LED passe au bleu.










D Sur votre téléphone portable, faites une recherche de nouvel appareil Bluetooth et sélectionnez « Téléphone prothèse auditive » dans la liste.

E Si votre téléphone vous demande un mot de passe, saisissez « 0000 » (quatre zéros).

F Votre kit mains libres doit désormais être appairé à votre téléphone portable. Si votre téléphone demande quel service Bluetooth vous souhaitez activer, sélectionnez « Microphone-émetteur ».

Témoins lumineux (LED) sur le kit mains libres

Le témoin lumineux LED en haut de votre kit mains libres fonctionne en tant que configuration polyvalente qui fournit des informations sur l'état de votre appareil.

Clignotements	Signification
	Fonctionnement normal (vert)
	Batterie faible (jaune)
	En charge (rouge)
	Charge complète, batterie encore connectée au chargeur (rouge/vert)
	Prêt pour l'appariement avec le processeur (jaune)
	Prêt pour l'appariement avec l'appareil Bluetooth (bleu)
	Appel Bluetooth activé (bleu)

Connexion avec votre téléphone portable

Pour recevoir ou passer des appels téléphoniques avec le kit mains libres, la fonction Bluetooth® de votre téléphone portable doit être activée. Une fois l'appariement effectué, il se peut que votre téléphone vous demande de confirmer si vous souhaitez vous connecter avec le kit mains libres.

Si vous devez vous connecter manuellement, recherchez la liste « Appareils appairés » dans le menu Bluetooth® de votre téléphone. Dans cette liste, mettez l'option « Téléphone prothèse auditive » en surbrillance et sélectionnez « Connecter ».

Vous êtes désormais prêt à utiliser votre kit mains libres.

Sur certains téléphones, vous pouvez aussi activer l'option « Reconnexion automatique ». Consultez le mode d'emploi de votre téléphone portable pour obtenir des instructions concernant cette option.

Conseil ! Dans la plupart des cas, un symbole représentant le microphone-émetteur s'affichera sur l'écran principal de votre téléphone portable pour confirmer que vous vous êtes connecté avec succès.

Utilisation du kit mains libres

Gestion des appels à l'aide du bouton Décrocher/Raccrocher



- **Appels entrants :**
Pour répondre à un appel, appuyez une fois.
Pour refuser un appel, double-cliquez.
- **Pendant un appel :**
Pour transférer un appel commencé sur votre téléphone vers le kit mains libres, appuyez une fois.
Pour mettre un appel en attente, appuyez et maintenez la pression pendant 2 secondes.
- **Pour passer un appel :**
Pour recomposer le dernier numéro, double-cliquez.
Pour activer la numérotation vocale, appuyez et maintenez la pression pendant 2 secondes.

Diffusion de musique à partir de votre téléphone

Vous pouvez utiliser le kit mains libres pour diffuser de la musique à partir de votre téléphone portable ou de votre ordinateur.

- Connectez l'appareil au kit mains libres à l'aide du Bluetooth.
- Démarrez la lecture de la musique sur l'appareil.
- Vous entendez le contenu audio, diffusé depuis l'appareil.
- Pour terminer la diffusion, arrêtez la lecture de la musique sur l'appareil.



Conseil ! Pour modifier le volume, utilisez les commandes du volume sur le kit mains libres.

Assistance

Pour en savoir plus sur le kit mains libres, veuillez consulter le mode d'emploi qui a été livré avec votre kit mains libres ainsi que le mode d'emploi des accessoires True Wireless.

Pour en savoir plus sur votre processeur Cochlear, veuillez consulter le mode d'emploi s'y rapportant.

Pour plus d'assistance et pour visionner des vidéos, rendez-vous sur le site Internet de Cochlear : www.cochlear.com

Accessoires Cochlear True Wireless :

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

Système Nucleus 6 :

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Bureaux régionaux :

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPril, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, Kanso, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, 科利耳, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SoftWear, SPrint, True Wireless, le logo en forme d'ellipse et Whisper sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix et WindShield sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG.

© Cochlear Limited 2016