

Cochlear™

Mando a distancia Nucleus® CR230

Guía de usuario



Hear now. And always


Cochlear®

El mando a distancia Cochlear™ Nucleus® CR230 es un dispositivo de mano que le permite controlar y supervisar los procesadores de sonido Cochlear™ Nucleus® CP910 o CP920 ("serie CP900"). El mando a distancia es compatible con el procesador de sonido CP810.

Su mando a distancia le proporciona acceso a la información clave de su procesador, incluyendo su estado (p. ej., nivel de carga de la pila) y los detalles para la resolución de problemas.

Puede utilizar el mando a distancia para personalizar los ajustes de su procesador.

Si es usted un paciente implantado bilateral, puede usar su mando a distancia para controlar ambos procesadores.

Esta guía está dirigida a los pacientes con implantes cocleares que usan procesadores de sonido Cochlear Nucleus CP910 o CP920 y para las personas a su cuidado. Si es usted el padre o la madre de un niño o niña con un implante, o la persona a su cuidado, puede usar el mando a distancia para controlar y gestionar la audición del niño o de la niña.

Si desea más información sobre su procesador, consulte la guía de usuario del procesador de sonido Cochlear Nucleus CP910 y CP920.

NOTA

Consulte el apartado de advertencias y precauciones sobre el uso del mando a distancia CR230 y sus componentes.

NOTA

Consulte también el documento *Información importante* para obtener indicaciones básicas sobre los implantes Cochlear.

Símbolos utilizados en esta guía



Nota

Información o aviso importante.



Consejo

Consejo para ahorrar tiempo.



Precaución (daños materiales)

Hay que tener especial cuidado para asegurar la seguridad y la efectividad. Podrían producirse daños en el equipo.



Advertencia (lesiones personales)

Peligros potenciales para la seguridad y reacciones adversas graves. Podrían lesionarse personas.

Mando a distancia CR230

Delante



Parte trasera



ACERCA DE

Contenido

Acerca de

Delante	1
Parte trasera	1
Sujetar y usar	4
Navegar	5
Bloquear y desbloquear	6

Carga	9
-------	---

Encender

Seleccionar el idioma	14
Enlazar	15
Apagar	17

Uso

Indicadores de estado	20
Programas en su pantalla de Inicio	22
Programa SCAN	23
Iconos personalizados	24
Cambiar de programa	25
Mostrar números en vez de los nombres de los programas	25
Modo de prueba	26
Modo avanzado	28
Accesorios de audio conectables	29
Accesorios inalámbricos	30
Telebobina	32
Pantallas y controles bilaterales	34

Personalizar

Volumen y sensibilidad	39
Graves y agudos	40
Volumen general	41



Ajustes	43
Mezcla de telebobina	45
Mezcla de accesorios	46
Ajuste de los implantes izquierdo/derecho	47
Teclas del procesador	48
Pitidos del procesador	48
Luces del procesador	49
Pitidos del mando a distancia	50
Comprobar el teléfono inalámbrico	51
Mensajes de alerta	52
Iconos de SCAN	53
Cuidado	55
Limpia	56
Si se moja su mando a distancia	56
Guardar	57
Resolución de problemas	59
Pantallas de alarmas	60
Visualizar los detalles del sistema	62
Restablecer los ajustes del procesador	63
Restablecer el mando a distancia	64
Otros problemas	65
Advertencias	68
Información adicional	69

Sujetar y usar

Sujete el mando a distancia en la palma de la mano. Manténgalo a menos de dos metros del procesador de sonido. Si la distancia entre ambos es superior a dos metros, puede que note tiempos de respuesta mayores o pérdida de la comunicación.



Si percibe interferencias en la comunicación entre su procesador y el mando a distancia, pruebe a hacer lo siguiente:

- Sujete el mando a distancia en una posición diferente.
- Aléjese de cualquier dispositivo electrónico que pueda estar provocando interferencias.

Navegar

Pulse la tecla de inicio para volver al menú anterior o a la pantalla de **inicio**

Pulse la tecla de flecha izquierda para retroceder por las pantallas

Pulse la tecla OK para seleccionar una opción de una pantalla o para acceder a un menú



Pulse las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo cuando se le indique para seleccionar opciones en menús o para cambiar ajustes

Pulse la tecla de flecha derecha para avanzar por las pantallas



ACERCA DE

Bloquear y desbloquear

El mando a distancia puede bloquearse para evitar presionar accidentalmente una tecla.

Deslice hacia abajo el botón deslizante de bloqueo/desbloqueo para bloquear el mando a distancia, y hacia arriba para desbloquearlo.





Según la posición del botón deslizable, en pantalla aparecerá la pantalla **Dispositivo desbloqueado** o **Dispositivo bloqueado**.



No podrá apagar el mando a distancia mientras esté bloqueado.

CONSEJO

Utilice el botón deslizable de bloqueo/desbloqueo para mostrar el nivel de la pila de su mando a distancia.



Carga

Cargar la pila

Cochlear le recomienda cargar completamente la pila:

- antes de utilizar por primera vez el mando a distancia
- cuando la pantalla de **Nivel de la pila** del mando a distancia indica que la pila tiene poca carga
- una vez por semana, aunque el mando a distancia no indique que la pila tiene poca carga o está vacía.

Cargar completamente una pila totalmente vacía tarda entre dos y cuatro horas. Cuando la pila no sea tan nueva, puede que tarde más en cargarse completamente.

Una pila completamente cargada debe durar de una a dos semanas.

No obstante, la duración de una pila depende de:

- cuánto se use
- si usted apaga el mando a distancia cuando no lo está utilizando
- si su mando a distancia controla uno o dos procesadores de sonido.

La vida útil de la pila es de un mínimo de 400 ciclos de carga.

CONSEJO

El mando a distancia tiene una pila integrada que solo debe ser retirada por personal cualificado de Cochlear. Para cambiar la pila puede enviar su mando a distancia a un centro de reparación de Cochlear.



CARGANDO...



CARGA COMPLETA



CONSEJO


Si se está cargando la pila de forma correcta, aparecerá la pantalla Cargando... seguida de la pantalla Carga completa cuando se haya completado la carga.




PRECAUCIÓN

Asegúrese de utilizar únicamente dispositivos de carga suministrados por Cochlear para cargar la pila del mando a distancia.

Hay tres opciones para cargar la pila:



- A** Use el cargador de pilas Cochlear™ Nucleus® y el kit de carga de las pilas Cochlear™ Nucleus®.



- B** Use el kit de carga de la serie Cochlear™ Nucleus® CR200.

NOTA

No puede apagar el mando a distancia cuando está enchufado.



- C** Use el puerto USB en un ordenador. Deje el ordenador encendido para cargar el mando a distancia.



CARGA

Encender

Encender	14
Seleccionar el idioma	14
Enlazar	15
Apagar	17

Encender

Para encender el mando a distancia, mantenga pulsada la tecla OK hasta que aparezcan las dos pantallas de **arranque**. Después de las pantallas de arranque aparecerán la pantalla de **Nivel de la pila** y la pantalla de **Inicio**.



Pantalla de **arranque**



Pantalla de **nivel de la pila**

NOTA

Si es la primera vez que usa el mando a distancia, aparecerá la pantalla **Seleccionar idioma** en lugar de la pantalla de **Inicio**.

Seleccionar el idioma

La primera vez que use su mando a distancia se le solicitará que seleccione un idioma:

1. Cuando aparezca la pantalla **Seleccionar idioma**, pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el idioma que prefiera.



CONSEJO

Si ha seleccionado el idioma equivocado, puede restablecer el mando a distancia y volver a empezar (consulte *Restablecer el mando a distancia* en la página 64).

NOTA

El mando a distancia recuerda el idioma seleccionado después de apagarlo.

2. Pulse la tecla OK para seleccionar.

Enlazar

El enlace permite que dos dispositivos se comuniquen entre sí.

Si un procesador no se enlaza con el mando a distancia, aparecerá la pantalla **Sin procesador enlazado**. Sujete la bobina del procesador de sonido contra la parte posterior del mando a distancia para enlazarlos.



NOTA

Para obtener más información sobre el enlace de su mando a distancia con accesorios inalámbricos, consulte la *Guía sobre accesorios inalámbricos de Cochlear*.

Si ya hay un procesador enlazado, puede volver a enlazar otro procesador diferente siempre que lo desee.

Antes de enlazar, asegúrese de que el procesador esté encendido:

1. Sujete la bobina en la guía para la bobina situada en la parte posterior del mando a distancia.



Aparecerá la pantalla **Enlazar procesador**.

2. Pulse la tecla OK para enlazarlo.



NOTA

Si es usted un usuario bilateral, tendrá que repetir los pasos 1 y 2 para su segundo procesador.

Cuando se haya completado el enlace aparecerá la pantalla **Procesador enlazado** seguida de su pantalla de **Inicio**.



CONSEJO

Pueden enlazarse varios mandos a distancia con un procesador. Esto es útil para los pacientes que se desplazan y necesitan un mando en dos lugares, p. ej., en el colegio y en casa, o en casa y en la clínica.

Apagar

Para apagar el mando a distancia:

1. Mantenga pulsada la tecla OK hasta que aparezca el menú.



Apagar ya estará seleccionado.

2. Pulse la tecla OK para seleccionar.



ENCENDER

Uso

Indicadores de estado	20
Programas en su pantalla de Inicio	22
Programa SCAN	23
Iconos personalizados	24
Cambiar de programa	25
Mostrar números en vez de los nombres de los programas	25
Modo de prueba	26
Modo avanzado	28
Accesorios de audio conectables	29
Accesorios inalámbricos	30
Telebobina	32
Pantallas y controles bilaterales	34

Indicadores de estado

Su mando a distancia le permite visualizar información importante sobre su procesador, incluyendo el nivel de la pila.

Comprobar el estado del procesador

Para comprobar el estado de su procesador, pulse la tecla OK desde su pantalla de **Inicio**. Aparecerán dos pantallas de **Estado** animadas:



La primera pantalla **Estado** mostrará el indicador de estado del procesador. El verde significa que todo funciona correctamente.



La segunda pantalla **Estado** mostrará información sobre la pila del procesador y los niveles de sonido.

Barra de sonido


La barra de sonido indica que el procesador "oye" el sonido.



Sonido suave
(20-50 dBA)



Sonido moderado
(50-70 dBA)



Sonido fuerte
(70-100 dBA)



CONSEJO


Puede que en la segunda pantalla de Estado aparezca brevemente un reloj de arena en lugar de la pila. Esto indica que el mando a distancia está esperando la actualización del procesador.



Si hay algún problema con el procesador o la pila, aparecerá una pantalla de alarma. Consulte *Pantallas de alarmas* en la página 60.

Comprobar el nivel de la pila


Al encender por primera vez su mando a distancia aparece la pantalla de **Nivel de la pila**.




Programas en su pantalla de Inicio

Aunque la mayoría de pacientes implantados tienen dos programas en su mando a distancia, su especialista clínico puede proporcionarle hasta cuatro programas basados en sus necesidades auditivas. Estos programas se mostrarán en su pantalla de **Inicio**.

Por ejemplo:



Pantalla de Inicio con dos programas



Pantalla de Inicio con cuatro programas

CONSEJO

La imagen y el color de fondo de su pantalla de Inicio variarán dependiendo de qué programa esté activo.

La pestaña del programa activo será más grande que la de los demás programas.



El color de fondo de la pantalla será el mismo que el del programa.

La imagen de la pantalla mostrará el programa activo.

Programa SCAN

El programa SCAN (si lo ha configurado su especialista clínico) detecta el entorno de sonido actual y adapta automáticamente su procesador al mismo.

Iconos asociados con el programa SCAN



SCAN



Silencio



Ruido



Habla



Habla con ruido



Viento



Música



USO

NOTA

Puede ocultar los iconos de SCAN yendo a la pantalla **Ajustes** y después a la pantalla **Iconos SCAN**. Cuando los iconos de SCAN están ocultos, la función de SCAN seguirá funcionando normalmente pero no verá cómo cambian los iconos en la pantalla de Inicio.



Iconos personalizados

Su especialista clínico puede ajustar iconos para representar cada uno de sus programas personalizados. Estos iconos sirven para ver qué programa está activo.



1 a 1



Bar



Vehículo



Distancia



Grupos



Hogar



Música



Exterior



Colegio



Compras




TV



Trabajo

Cambiar de programa

Su especialista clínico puede configurar hasta cuatro programas. Use las teclas de programa para cambiar de programa.



Mostrar números en vez de los nombres de los programas

Para ver números en lugar de los nombres de los programas en su pantalla de Inicio:

1. Mantenga pulsada la tecla OK para visualizar el menú.
2. Pulse la tecla de flecha hacia abajo para seleccionar **Mostrar núm. programa**.



3. Pulse la tecla OK para seleccionar.

CONSEJO

Para volver a mostrar los nombres de los programas, repita estos pasos pero seleccione la opción **Ocultar números de programa**.



Modo de prueba

El modo de prueba le permite familiarizarse con el mando a distancia antes de empezar a usarlo.

NOTA

Mientras esté en modo de prueba no se guardarán los ajustes ni los cambios, ni se transferirán al procesador.


Para entrar en el **Modo de prueba**:

1. Mantenga pulsada la tecla OK.
2. Cuando aparezca el menú, pulse la tecla de flecha hacia abajo para seleccionar **Probar modo simple** o **Probar modo avanzado**.



3. Pulse la tecla OK para seleccionar.

Aparecerá brevemente la pantalla **Iniciar modo de prueba**, seguida de la pantalla de **Inicio** en modo de prueba.



CONSEJO

El mando a distancia muestra un cuadrado para el modo de prueba simple y dos cuadrados para el modo de prueba avanzado.

Finalizar modo de prueba

Para finalizar el Modo de prueba:

1. Mantenga pulsada la tecla OK para visualizar el menú.



Finalizar modo de prueba ya estará seleccionado.

2. Pulse la tecla OK para seleccionar.

Aparecerá brevemente la pantalla **Fin modo de prueba**, seguida de la pantalla de **Inicio**.



Modo avanzado

Por defecto, su mando a distancia está ajustado en modo simple. El modo simple proporciona acceso a las funciones más relevantes para sus necesidades auditivas.

Si lo necesita puede cambiar a modo avanzado para personalizar ajustes de su procesador y su mando a distancia.

Para cambiar a modo avanzado:

1. Mantenga pulsada la tecla OK para visualizar el menú.
2. Pulse la tecla de flecha hacia abajo para seleccionar **Modo avanzado**.



3. Pulse la tecla OK para seleccionar.

Vaya a las pantallas siguientes para realizar los ajustes auditivos o cambiarlos en el modo avanzado.



NOTA


La pantalla Ajustar audición solo puede verse si la ha habilitado su especialista clínico.

Para más información, consulte *Volumen general* en la página 41 y *Ajustes* en la página 44.

Accesorios de audio conectables

Si conecta un accesorio de audio a su procesador, aparecerá brevemente un elemento emergente en su mando a distancia. Mientras el accesorio esté conectado, habrá un icono pequeño superpuesto a su pantalla de **Inicio** y, cuando lo desconecte, aparecerá brevemente otro elemento emergente.


Por ejemplo:




Accesorio encendido



Accesorio apagado



Accesorio desconectado



Un accesorio envía inmediatamente sonido al procesador en cuanto se conecta.

Cuando un accesorio está en estado "On" o "Activo", aparece un icono pequeño con un punto verde en la pantalla de **Inicio**.

Si un accesorio se conecta al procesador, debe apagar manualmente la entrada del accesorio para oír sonido de los micrófonos del procesador. Use la tecla de la telebobina para controlar el accesorio (conectar y desconectar) cuando está conectado. Consulte *Telebobina*, en la página 32.



USO

Accesorios inalámbricos

Si usa un accesorio inalámbrico Cochlear con su procesador, el mando a distancia se puede usar para controlar el accesorio inalámbrico y monitorizar su estado.


NOTA

Antes de poder efectuar el streaming de audio, debe en primer lugar enlazar el accesorio inalámbrico con su procesador. Consulte la *Guía sobre accesorios inalámbricos de Cochlear* si desea más información.

Para usar el mini micrófono o el transmisor para TV

1. Para iniciar el streaming de audio:

Mantenga pulsada la tecla de la telebobina. Aparece un icono de mini micrófono o transmisor para TV en la pantalla de Inicio.




CONSEJO

Puede volver a pulsar la tecla de la telebobina durante unos segundos para seleccionar el siguiente accesorio inalámbrico enlazado.

o bien

Desde la pantalla de Inicio, pulse la tecla de flecha derecha hasta que vea el selector de Stream en pantalla. Desplácese por la lista hasta el canal que desee utilizar y pulse OK.




2. Para detener la transmisión:

Pulse brevemente la tecla de la telebobina.

o bien

Seleccione Desconect. en la pantalla del selector de Stream y, a continuación, pulse OK.



NOTA

Puede utilizar los controles de la pinza para teléfono para hacer llamadas y recibirlas. Mientras la pinza para teléfono esté en streaming, aparecerá un icono de Bluetooth en la pantalla de inicio.



USO

Telebobina

Escuche con bucles de inducción y oiga las voces en el teléfono con la telebobina. Su especialista clínico puede ajustar su procesador con telebobina manual y también con autotelebobina. La autotelebobina detecta automáticamente la señal de la telebobina cuando usted habla por un teléfono compatible con telebobina o está dentro del alcance de un bucle de inducción.

No puede utilizar la telebobina al mismo tiempo que un accesorio de audio.

NOTA

También puede utilizar Cochlear Wireless Phone Clip (pinza para teléfono) para efectuar llamadas telefónicas. Consulte *Accesorios inalámbricos* en la página 30

Para usar la telebobina o la autotelebobina:

1. Para encender la telebobina, pulse brevemente una vez la tecla de la telebobina.
2. Para encender la autotelebobina, pulse de nuevo brevemente la tecla de la telebobina (antes de que transcurran 5 segundos).
3. Para apagar la telebobina o la autotelebobina, pulse otra vez la tecla de la telebobina brevemente.

CONSEJO

Si es usted un paciente implantado bilateral y tiene un accesorio enchufado en un procesador, dicho accesorio se controla pulsando la tecla de la telebobina del mando a distancia o del procesador.



Los iconos siguientes pueden aparecer en la pantalla de **Inicio** durante el uso de la telebobina o de la autotelebobina:



Telebobina

Telebobina encendida

La telebobina está activa en su procesador.



Autotelebobina

Autotelebobina encendida (recibiendo)

La autotelebobina está encendida y su procesador está dentro del alcance de un bucle de inducción o de un teléfono y detectando la señal de estos.



Autotelebobina encendida (stand-by)

La autotelebobina está encendida pero su procesador no detecta ningún bucle de inducción o teléfono.



Telebobina o autotelebobina apagadas

Este icono aparece brevemente en la pantalla al apagar la telebobina o la autotelebobina.



PRECAUCIÓN

Ciertos dispositivos o mecanismos electrónicos pueden encender automáticamente la telebobina al estar en modo de autotelebobina (puede que oiga un zumbido). Si esto ocurriera, aléjese del dispositivo o mecanismo y espere unos segundos para que la autotelebobina se apague automáticamente, o bien apáguela manualmente.



USO

Pantallas y controles bilaterales

Si es usted un usuario bilateral, algunas de las pantallas de su mando a distancia tendrán los símbolos izquierdo (I) o derecho (D) para representar a los procesadores izquierdo y derecho.



Por ejemplo:




Por defecto, cualquier ajuste que haga en su mando a distancia afectará a ambos procesadores (izquierdo y derecho) al mismo tiempo. Sin embargo, puede cambiar este ajuste de forma que pueda realizar ajustes por separado para el procesador izquierdo y para el derecho. Consulte *Ajuste de los implantes izquierdo/derecho* en la página 47.

Si es usted un usuario bilateral, una opción del modo avanzado le permitirá controlar su procesadores por separado. Si selecciona '**Individual**' en la pantalla **Ajuste implante izdo./dcho.** (accesible a través de la pantalla **Ajustes**), algunas pantallas del mando a distancia aparecerán repetidas para permitirle ajustar los procesadores izquierdo y derecho por separado.

Por ejemplo:



Pantallas de **Inicio** de los implantes izquierdo y derecho



Pantallas de **Volumen** de los implantes izquierdo y derecho

Para más información acerca de cómo cambiar estos ajustes, consulte *Ajuste de los implantes izquierdo/derecho* en la página 47.



Personalizar

Volumen y sensibilidad	39
Graves y agudos	40
Volumen general	41

Personalizar

Su especialista clínico puede permitirle ajustar el volumen, la sensibilidad, (si estuviera disponible), los graves, los agudos y el volumen general desde su mando a distancia.


Si estos controles están configurados en su mando a distancia, podrá acceder a las pantallas para ajustarlos pulsando la tecla de flecha derecha desde su pantalla de **Inicio**.

Volumen y sensibilidad

El volumen controla su percepción de sonoridad, mientras que la sensibilidad controla el rango de sonidos que usted oye (p. ej., sonidos suaves, ruido de fondo, ruido cercano o lejano). Hay disponibles hasta 10 niveles de volumen y 21 de sensibilidad.

Para ajustar el nivel del volumen o de sensibilidad:

1. Desde su pantalla de **Inicio**, pulse la tecla de flecha derecha para avanzar hasta la pantalla de **Volumen** o **Sensibilidad**.



2. Pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el volumen o la sensibilidad.



Esto indica el valor por defecto que ha ajustado su especialista clínico.

Esto indica dónde se encuentra en relación a la pantalla de **Inicio**.

CONSEJO

Puede ajustar el volumen (o la sensibilidad, si está configurada) directamente desde la pantalla de Inicio pulsando las teclas arriba o abajo.




AJUSTAR

Graves y agudos

Si su especialista clínico lo ha habilitado, podrá ajustar su percepción de los sonidos graves o agudos en su mando a distancia. Estos ajustes pueden realizarse en las pantallas **Graves** o **Agudos**:

Para ajustar los niveles de graves o agudos:

1. Desde su pantalla de **Inicio**, pulse la tecla de flecha derecha para avanzar hasta las pantallas **Graves** o **Agudos**.



2. Pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir los niveles de graves o agudos.

Dispone de 60 niveles de graves y agudos: de -30 a +30.

Volumen general


Si su especialista clínico ha habilitado los controles de graves y agudos en su mando a distancia, también estará habilitado el volumen general. El volumen general le permite ajustar el nivel de sonoridad completo de su procesador de sonido.

Para ajustar el nivel de volumen general:

1. Desde su pantalla de **Inicio**, pulse la tecla de flecha derecha para avanzar hasta la pantalla **Ajustar audición**.



2. Pulse la tecla OK.



3. En la pantalla **Volumen general**, pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el volumen general.
4. Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse la tecla de inicio para volver a la pantalla **Ajustar audición**.

El rango de los niveles del volumen general va de 0 a 255.



PRECAUCIÓN

Asegúrese de ajustar estos niveles únicamente cuando pueda oír sonidos o habla. Aumentar el volumen general puede provocar sonidos muy altos o grandes molestias. Si esto ocurriera, quítese inmediatamente la bobina o el procesador. Reduzca el volumen general antes de volver a colocarse la bobina.



AJUSTAR

Ajustes

Mezcla de telebobina	45
Mezcla de accesorios	46
Ajuste de los implantes izquierdo/derecho	47
Teclas del procesador	48
Pitidos del procesador	48
Luces del procesador	49
Pitidos del mando a distancia	50
Comprobar el teléfono inalámbrico	51
Mensajes de alerta	52
Iconos de SCAN	53

Ajustes

En el modo avanzado, usted tiene acceso a determinados ajustes que le permiten realizar cambios adicionales en el funcionamiento de su procesador y su mando a distancia.

Las opciones disponibles en la pantalla **Ajustes** le permiten:

- encender y apagar accesorios inalámbricos
- ajustar la proporción de la mezcla entre la telebobina y el micrófono
- ajustar la proporción de la mezcla entre el accesorio y el micrófono
- ajustar los procesadores izquierdo y derecho (si es usted un usuario bilateral)
- bloquear/desbloquear los botones del procesador
- encender/apagar los pitidos del procesador
- encender/apagar las luces del procesador
- ajustar el volumen de los pitidos del mando a distancia
- comprobar el rendimiento del micrófono inalámbrico
- mostrar/ocultar los mensajes de alerta en el mando a distancia
- mostrar/ocultar los iconos de SCAN en el mando a distancia.



CONSEJO

Para ir a la pantalla Ajustes, pulse continuamente la tecla de flecha derecha en la pantalla de Inicio.

Tras realizar los cambios pertinentes, pulse la tecla de inicio para volver a la pantalla Ajustes. Pulse otra vez la tecla de inicio para volver a la pantalla de Inicio.



Mezcla de telebobina

La mezcla le permite combinar las entradas de la telebobina y del micrófono.

Para ajustar la proporción de la mezcla entre telebobina y micrófono:

1. Vaya a la pantalla **Ajustes** y pulse la tecla OK.
2. Cuando aparezca la pantalla **Mezcla de telebobina**, pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para cambiar la proporción de la mezcla.



El número en la pantalla le indica la proporción de sonido procedente de la telebobina en relación con el que procede del micrófono.

NÚMERO	MEZCLA DE SONIDO
100	Solo telebobina (100%)
6	6 partes de telebobina a 1 parte de micrófono
5	5 partes de telebobina a 1 parte de micrófono
4	4 partes de telebobina a 1 parte de micrófono
3	3 partes de telebobina a 1 parte de micrófono
2	2 partes de telebobina a 1 parte de micrófono
1	1 parte de telebobina a 1 parte de micrófono

CONSEJO

Para centrarse más en la entrada de la telebobina y reducir los sonidos de fondo, aumente el número que se muestra en la pantalla **Mezcla de telebobina**. Para oír más sonidos de fondo mientras utiliza la telebobina, disminuya el número.



Mezcla de accesorios

Para ajustar la proporción de la mezcla entre accesorio conectable o inalámbrico y micrófono (p. ej., cuando use el mini micrófono inalámbrico para escuchar música):

1. Vaya a la pantalla **Ajustes** y pulse la tecla OK.
2. Pulse la tecla de flecha derecha para avanzar hasta la pantalla **Mezcla de accesorios**.
3. Pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para cambiar la mezcla.

El número en la pantalla le indica la proporción de sonido procedente del accesorio en relación con el que procede del micrófono.



Accesorio inalámbrico



Accesorio de audio conectable

NÚMERO	MEZCLA DE SONIDO
100	Solo accesorio (100%)
6	6 partes de accesorio a 1 parte de micrófono
5	5 partes de accesorio a 1 parte de micrófono
4	4 partes de accesorio a 1 parte de micrófono
3	3 partes de accesorio a 1 parte de micrófono
2	2 partes de accesorio a 1 parte de micrófono
1	1 parte de accesorio a 1 parte de micrófono

CONSEJO

Para centrarse más en la entrada del accesorio y reducir los sonidos de fondo, aumente el número que se muestra en la pantalla **Mezcla de accesorios**. Para oír más sonidos de fondo mientras utiliza el accesorio, disminuya el número.



Ajuste de los implantes izquierdo/derecho

Si usted es un usuario bilateral, su mando a distancia le permite realizar ajustes en sus procesadores, bien sea conjuntamente (al mismo tiempo) o por separado.

Para realizar este ajuste:

1. Vaya a la pantalla **Ajustes** y pulse la tecla OK.
2. Pulse la tecla de flecha derecha para avanzar hasta la pantalla **Ajuste implante izdo./dcho.**
3. Pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Simultáneo** o **Individual**.
4. Pulse la tecla OK para seleccionar.

Para más información sobre estas funciones, consulte *Pantallas y controles bilaterales* en la página 34.



NOTA

Esta función está disponible únicamente para usuarios bilaterales.



Teclas del procesador

Puede bloquear las teclas de su procesador para evitar que al pulsar accidentalmente una tecla se modifique alguno de sus ajustes:

Para bloquear las teclas del procesador:

1. Vaya a la pantalla **Ajustes** y pulse la tecla OK.
2. Pulse la tecla de flecha derecha para avanzar hasta la pantalla **Teclas del procesador**.
3. Pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Habilitadas** o **Bloqueadas**.
4. Pulse la tecla OK para seleccionar.



Pitidos del procesador

Los pitidos del procesador pueden activarse y desactivarse.

Para cambiar los pitidos del procesador:

1. Vaya a la pantalla **Ajustes** y pulse la tecla OK.
2. Pulse la tecla de flecha derecha para avanzar hasta la pantalla **Pitidos del procesador**.
3. Pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Desconect.** o **Conect.**
4. Pulse la tecla OK para seleccionar.



NOTA

Los pitidos del procesador únicamente podrán oírlos los pacientes con implante coclear.



Luces del procesador

Puede encender o apagar varios indicadores luminosos de su procesador. La tabla siguiente explica las diferentes opciones.

OPCIÓN	TIPO DE INDICADOR			
	 Pulsación de tecla	 Alarma	 Actividad del micrófono	 Telebobina/ accesorio/FM
Niños	Sí	Sí	Sí	Sí
Control				
Con el procesador colocado en el implante	Sí	Sí	No	No
Con el procesador no colocado en el implante	Sí	Sí	No	Sí
Adultos				
Con el procesador colocado en el implante	No	No	No	No
Con el procesador no colocado en el implante	Sí	Sí	No	No
Suspendido	No	No	No	No

Para cambiar los indicadores luminosos de su procesador:

1. Vaya a la pantalla **Ajustes** y pulse la tecla OK.
2. Pulse la tecla de flecha derecha para avanzar hasta la pantalla **Luces del procesador**.
3. Pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Niños**, **Control**, **Adultos** o **Suspendido**.
4. Pulse la tecla OK para seleccionar.



NOTA

El modo suspendido es un modo temporal. Al apagar y volver a encender el procesador, los indicadores luminosos del procesador vuelven al modo ajustado por su especialista clínico.



Pitidos del mando a distancia

El modo avanzado le permite ajustar el volumen de los pitidos de alarma y de las pulsaciones de teclas.

Para ajustar los pitidos de su mando a distancia:

1. Vaya a la pantalla **Ajustes** y pulse la tecla OK.
2. Pulse la tecla de flecha derecha para avanzar hasta la pantalla **Pitidos del mando a distancia**.
3. Pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Desconect.**, **Suave** o **Fuerte**.
4. Pulse la tecla OK para seleccionar.



Comprobar el teléfono inalámbrico

Puede medir y comparar el nivel de la señal recibida desde los micrófonos del procesador de sonido con la señal recibida de un micrófono remoto, como por ejemplo, mini micrófono (MM) o dispositivo de FM.

NOTA

Antes de hacerlo, elija un lugar tranquilo sin ruido de fondo.




Para comprobar el rendimiento del micrófono inalámbrico:

1. Vaya a la pantalla **Ajustes** y pulse la tecla OK.
2. Pulse la tecla de flecha derecha para ir a la pantalla de la **Ventaja FM/MM**.
3. Pulse la tecla OK para seleccionar.

C. Beneficio en dB

B. Nivel MM/FM

A. Nivel de sonido del micrófono del procesador de sonido



- A. El gráfico de barras **Nivel del micrófono del procesador de sonido** en la parte inferior.
- B. El gráfico de barras de **nivel de MM/FM** en el medio. Este es el nivel de sonido del accesorio inalámbrico.
- C. **Beneficio en dB** es la diferencia entre el micrófono remoto y los micrófonos del procesador. Si el valor es un número negativo, es posible que tenga que ajustar el volumen del micrófono remoto o que hubiera demasiado ruido de fondo.



Mensajes de alerta

Los mensajes de alerta le proporcionan información acerca de posibles problemas en su procesador o mando a distancia, por ejemplo, cuando la pila tiene poca carga. No obstante, usted puede cambiar los ajustes para ocultar o mostrar los mensajes de alerta.

Para cambiar el ajuste de los mensajes de alerta:

1. Vaya a la pantalla **Ajustes** y pulse la tecla OK.
2. Pulse la tecla de flecha derecha para avanzar hasta la pantalla **Mensajes de alerta**.
3. Pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Ocultar** o **Mostrar**.
4. Pulse la tecla OK para seleccionar.




Para más información, consulte *Pantallas de alarmas* en la página 60.

Iconos de SCAN

Si está utilizando el programa SCAN, los iconos aparecerán en la pantalla de **Inicio** para indicarle el tipo de entorno sonoro que el procesador ha detectado.

Usted puede cambiar los ajustes para ocultar o mostrar los iconos de SCAN.

Para cambiar el ajuste de los iconos de SCAN:



1. Vaya a la pantalla **Ajustes** y pulse la tecla OK.
2. Pulse la tecla de flecha derecha para avanzar hasta la pantalla **Iconos SCAN**.
3. Pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Ocultar** o **Mostrar**.
4. Pulse la tecla OK para seleccionar.

Para más información, consulte *Programa SCAN* en la página 23.



Cuidado

	Limpiar	56
Si se moja su mando a distancia		56
	Guardar	57

Limpiar

Mantenga seco su mando a distancia.

Para mantener limpio su mando a distancia limpie la pantalla y las teclas del mismo con un paño suave y seco.



ADVERTENCIA

No utilice el horno, el microondas ni cualquier otro dispositivo eléctrico o calefactor para secar el mando a distancia.

NOTA

No utilice alcohol, productos de limpieza domésticos o materiales abrasivos para limpiarlo.



Si se moja su mando a distancia

1. Apáguelo.
2. Pásele un paño suave y seco.
3. Deje secar el mando a distancia durante aproximadamente 12 horas.

Guardar

Para proteger su mando a distancia de impactos y arañazos, Cochlear le recomienda que utilice la carcasa protectora Cochlear™ Nucleus® de la serie CR200 Series.



Si usa el mando a distancia dentro de su carcasa protectora, puede que note una ligera disminución de su rango operativo. Si esto sucede, acerque más el mando a distancia al procesador o retire el mando a distancia de su carcasa protectora al utilizarlo.




CUIDADO

Resolución de problemas

Pantallas de alarmas	60
Visualizar los detalles del sistema	62
Restablecer los ajustes del procesador	63
Restablecer el mando a distancia	64
Otros problemas	65

Pantallas de alarmas

Cuando aparece algún problema, el mando a distancia muestra pantallas de alarma. Estas pantallas incluyen información para ayudarle a resolver los problemas:



Algunas alarmas son advertencias (p. ej., pila con poca carga), mientras que otras indican acciones que hay que realizar antes de poder seguir usando su mando a distancia (p. ej., pila gastada).

CONSEJO

La pieza en la que radica el problema parpadea en amarillo, p. ej., la bobina, la pila o la unidad de procesamiento.




Alarma cuando la pantalla está bloqueada

Si se emiten alarmas cuando el mando a distancia está bloqueado, el mando a distancia emite pitidos y la pantalla se activa con la pantalla **Dispositivo bloqueado** que también muestra la alarma. Desbloquee el mando a distancia para resolver la alarma.



Alarma de fuera de alcance

Si está fuera de alcance, una alarma aparece en la pantalla de **Inicio** y en la parte inferior de todas las pantallas siguientes. No obstante, no oír una alarma acústica.



Cómo ajustar en caso de encontrarse fuera de alcance

Si intenta realizar un ajuste en el procesador estando fuera de alcance, aparece una pantalla completa de alarma de fuera de alcance. Pulse la tecla OK para descartar la alarma. Ahora volverá a la pantalla anterior.



Visualizar los detalles del sistema

El modo avanzado le permite visualizar los detalles del sistema, tales como:

- la versión del mando a distancia
- la versión del procesador
- los números de serie.

Para visualizar los detalles del sistema:

1. Desde la pantalla de **Inicio**, pulse la tecla de flecha derecha para ir a la pantalla **Ajustes**.
2. Pulse la tecla OK.
3. Siga pulsando la tecla de flecha derecha para avanzar hasta que vea la pantalla **Información del procesador** y la pantalla **Información mando distancia**.



CONSEJO

Pulse la tecla de inicio para volver a la pantalla de Ajustes. Pulse de nuevo la tecla de inicio para volver a la pantalla de Inicio.



Restablecer los ajustes del procesador

Si desea restablecer el procesador a los ajustes iniciales realizados por su especialista clínico, puede seleccionar la opción **Restaurar ajustes** del mando a distancia. Así se restablecerán el volumen, la sensibilidad y todas las opciones del modo avanzado.

Para restablecer los ajustes de su procesador:

1. Mantenga pulsada la tecla OK hasta que aparezca el menú.
2. Pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Restaurar ajustes**.



NOTA

Si no está enlazado a un procesador, sigue siendo posible acceder a **Restaurar ajustes**, pero, en este caso, solo se restablecerán los Pitidos del mando a distancia y los Mensajes de alerta.

3. Pulse la tecla OK para seleccionar.



Restablecer el mando a distancia

Si la tecla de inicio no funciona o si el mando a distancia no responde, puede restablecerlo pulsando el botón para restaurar de la parte posterior del mando a distancia con un objeto puntiagudo.

Esto restablecerá el mando a distancia a sus ajustes originales.

Usted tendrá que realizar las operaciones siguientes:

- seleccionar de nuevo el idioma de su preferencia
- restablecer el volumen de los pitidos del mando a distancia (el valor por defecto es **Fuerte**)
- enlazar de nuevo el mando a distancia con el procesador de sonido
- ajustar de nuevo si los mensajes de alerta deben mostrarse u ocultarse (el ajuste por defecto es **Mostrar**)
- ajustar de nuevo si los iconos de SCAN deben mostrarse u ocultarse (el ajuste por defecto es **Mostrar**)
- restablecer el modo a Simple o Avanzado (el ajuste por defecto es **Modo simple**)
- si es usted un usuario bilateral, restablecer los ajustes de los procesadores izquierdo/derecho (el ajuste por defecto es **Simultáneo**).



Otros problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El procesador no está disponible	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de que el procesador está encendido y a un máximo de 2 metros de su mando a distancia. Consulte <i>Encender</i>, en la página 14.2. Asegúrese de que el procesador está enlazado con el mando a distancia. Consulte <i>Enlazar</i>, en la página 15.3. Muévase a otra posición.4. Intente enlazar de nuevo el procesador con el mando a distancia.5. Si es usted un paciente implantado bilateral, asegúrese de que ha seleccionado y se muestra el lado correcto para la resolución de problemas. Consulte <i>Ajuste de los implantes izquierdo/derecho</i>, en la página 47.6. Si el problema persiste, póngase en contacto con su especialista clínico.
Al pulsar una tecla no ocurre nada	<ol style="list-style-type: none">1. Si pulsa una tecla cuando el mando a distancia está bloqueado, aparecerá la pantalla Dispositivo bloqueado y oirá un pitido. Desbloquee el dispositivo. Consulte <i>Bloquear y desbloquear</i>, en la página 6.2. Pruebe cambiando a otro programa. Consulte <i>Cambiar de programa</i>, en la página 25.3. Intente pulsar diferentes teclas.4. Asegúrese de estar pulsando correctamente la tecla.5. Pulse el botón para restaurar situado en la parte posterior del mando a distancia. Consulte <i>Restablecer el mando a distancia</i>, en la página 64.6. Si el problema persiste, póngase en contacto con su especialista clínico.



PROBLEMA

SOLUCIÓN

La pila del mando a distancia no aguanta cargada mucho tiempo

1. Compruebe que no haya nada oprimiendo una de las teclas del mismo (por ejemplo algún objeto de su bolso o bolsillo). Bloquee el mando a distancia para ahorrar la energía de la pila.
2. Al cargar, asegúrese de que la marca de verificación de la pila aparece en la pantalla antes de desenchufar.
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con su especialista clínico.

Su mando a distancia no se carga

1. Compruebe las conexiones.
2. Compruebe el conector USB del mando a distancia y asegúrese de que no está dañado ni sucio.
3. Si está cargando su mando a distancia mediante el ordenador, asegúrese de que está activo y encendido.
4. Pruebe a cargar el mando a distancia con el cable USB y el adaptador de alimentación general de Cochlear (suministrado con el kit de carga Cochlear Nucleus de la serie CR200).
Consulte *Cargar la pila*, en la página 10.
5. Si el problema persiste, póngase en contacto con su especialista clínico.

El mando a distancia se moja

1. Desconéctelo, límpielo con un paño suave y seco, deje que se seque durante aproximadamente 12 horas.
Consulte *Si se moja su mando a distancia* en la página 56.



Advertencias

- No utilice su mando a distancia si se calienta más de lo normal. Notifíquese lo inmediatamente a su especialista clínico.
- Para cargar el mando a distancia, utilice únicamente dispositivos de carga suministrados por Cochlear.
- No introduzca el mando a distancia en ninguna parte de su cuerpo (p. ej., en la boca).
- No enrede su procesador de sonido, bobina ni codo con máquinas ni joyas, p. ej., con los pendientes.
- Se advierte a los padres o personas al cuidado de los pacientes implantados de que un uso sin supervisión de cables largos (p. ej. cables USB) podría suponer riesgo de estrangulamiento.
- No use su mando a distancia mientras conduce.
- No use ni guarde el dispositivo en zonas sucias o polvorientas, a temperaturas muy elevadas ni muy bajas (p. ej., no lo deje expuesto a la radiación solar directa, detrás de una ventana ni en un coche durante mucho tiempo).
- Tenga cuidado al colocar el mando a distancia en una bolsa o bolsillo donde haya otros objetos que podrían rayar la pantalla. Puede utilizar las láminas protectoras a la venta para proteger la pantalla del mando a distancia de sufrir arañazos.
- Proteja su mando a distancia en los entornos donde una humedad y suciedad excesivas pudieran dañarlo.
- Mantenga seco su mando a distancia.
- Utilice únicamente un paño suave y seco para limpiar la superficie de su mando a distancia.
- No utilice electrodomésticos para secar el mando a distancia.
- No doble ni comprima la pantalla del mando a distancia.
- No aplique demasiada fuerza al conectar o desconectar el cable USB o al utilizar las teclas del mando a distancia.
- No desmonte, deforme ni sumerja en agua el mando a distancia. Si no funciona, entrégueselo a su especialista clínico. Si lo abre, la garantía perderá su validez.
- No intente sacar la pila. La pila solo debe sacarla el personal de mantenimiento.
- Deseche los componentes eléctricos de acuerdo con las normativas locales.
- Si usa un ordenador para cargar su mando a distancia, asegúrese de que éste lleve la marca establecida por las normas de su país que indica que el ordenador cumple el estándar de seguridad IEC 60950 para los equipos de tecnologías de la información.
- No se permite realizar ninguna modificación en este equipo.

Información adicional

Configuración física

El mando a distancia consta de:

- Circuitos integrados analógicos y digitales específicos para el producto basados en un diseño de microprocesador con capacidad de comunicación inalámbrica bidireccional.
- Teclas y un botón deslizante para controlar las funciones del procesador y las de su propio sistema.
- Una pantalla que indica el estado y la actividad del sistema.
- Un altavoz para que suene la alarma audible.
- Sensor de bobina para comprobar si la bobina recibe las señales sonoras del procesador y para enlazar.
- Circuito de carga de la pila integrado.
- Un sensor de temperatura para seguridad de la pila.
- Un microconector USB con núcleo de ferrita para cargar el mando a distancia y actualizar el firmware.

Materiales

La carcasa del mando a distancia, incluyendo las teclas no metálicas, es de policarbonato.

Conexión de comunicación inalámbrica

La conexión de comunicación inalámbrica del mando a distancia opera en la banda ISM de 2,4 GHz utilizando GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) en 5 canales. La conexión utiliza un protocolo de comunicación bidireccional registrado y funciona a una distancia de hasta 2 metros desde el procesador. Cuando hay interferencias, la conexión de la comunicación inalámbrica conmuta entre los 5 canales hasta encontrar uno donde las interferencias afecten lo mínimo posible al funcionamiento de la conexión. Cuando el procesador no está dentro de la distancia operativa o cuando se ha interrumpido la conexión debido a interferencias, el mando a distancia lo indica en la pantalla.

Duración de las pilas, ciclos de carga y vida útil

- La duración de las pilas es el tiempo que un dispositivo funciona sin tener que cambiar o recargar las pilas desechables.
- Un ciclo de carga de pila es una carga y descarga completas de la pila recargable.
- Vida útil es el número total de ciclos de carga de una pila recargable antes de que su capacidad de carga completa original se reduzca al 80%.

Dimensiones

COMPONENTE	LONGITUD	ANCHURA	PROFUNDIDAD
Mando a distancia CR230	110,8 mm	46,3 mm	14,0 mm

Peso

COMPONENTE	PESO
Mando a distancia CR230	66 g

Características de funcionamiento

CARACTERÍSTICA	VALOR/RANGO
Tecnología inalámbrica	Conexión inalámbrica bidireccional de baja potencia patentada
Radiofrecuencia	2,4 GHz
Tensión de funcionamiento de la pila	3,7 V
Tensión de carga de la pila	4,2 V
Capacidad de la pila	680 mAh (pila interna de iones de litio)
Ciclos de carga	≥ 80% de capacidad tras 400 ciclos de carga y descarga a temperatura ambiente
Funciones de las teclas y el botón deslizante	Encender y apagar el mando a distancia, encender y apagar la telebobina o la autotelebobina, bloquear y desbloquear, seleccionar opciones, navegar por las pantallas, cambiar de programa y cambiar ajustes
Alcance de transmisión inalámbrica	Hasta 2 m
Pantalla	128 x 128 píxeles, pantalla LCD en color

Condiciones del entorno

CONDICIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO
Temperatura de transporte y de almacenamiento	-10°C (14°F)	+55°C (+131°F)
Temperatura de funcionamiento	+5°C (+41°F)	+40°C (+104°F)
Humedad relativa de funcionamiento	0% RH	90% RH
Presión de funcionamiento	700 hPa	1030 hPa

Protección ambiental

Su mando a distancia contiene componentes electrónicos sujetos a la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Ayude a proteger el medio ambiente no tirando su mando a distancia a la basura doméstica residual. Recicle su mando a distancia conforme a la legislación local vigente.

Certificación y normas aplicadas

El dispositivo cumple los requisitos esenciales que figuran en el anexo 1 de la Directiva 90/385/CEE del Consejo sobre productos sanitarios implantables activos, conforme al procedimiento de evaluación del anexo 2.



La homologación para poner la marca CE se concedió en el año 2015.

También cumple los requisitos esenciales que figuran en la Directiva 1999/5/CEE del Consejo sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación, conforme al procedimiento de evaluación del anexo IV.



Clasificación del equipo

Su mando a distancia es un accesorio para un dispositivo médico tal como se describe en el estándar internacional IEC 60601-1:2005, Equipos electromédicos, parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.

Conformidad radioeléctrica para Japón

Este dispositivo está garantizado conforme a la ley japonesa de radiofonía (電波法) y a la ley comercial de telecomunicaciones de este país (電気通信事業法).

Este dispositivo no debe modificarse (de lo contrario se invalidará el número de designación otorgado).



Conformidad radioeléctrica para Corea

Advertencia: este equipo radioeléctrico puede provocar interferencias durante su funcionamiento.



Conformidad con FCC (Federal Communications Commission) y la IC canadiense

El dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC y la RSS-210 de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que se realicen en este dispositivo sin el consentimiento expreso de Cochlear Limited pueden invalidar la autorización de FCC para utilizarlo.

Este dispositivo ha sido sometido a pruebas que muestran su conformidad con los límites establecidos para dispositivos digitales de la categoría B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites han sido establecidos para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este dispositivo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. En el caso de que este dispositivo cause interferencias perjudiciales para la recepción de la radio o la televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el aparato, se recomienda que el usuario trate de corregir las interferencias mediante una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o buscar la ayuda de un técnico experto en radio/TV.

N.º ident. FCC: WTOR200FF

N.º ident. IC: 8039A-R200FF

Símbolos de etiquetado

En los componentes y/o el envase de su procesador o su mando a distancia básico pueden aparecer los símbolos siguientes:



Consultar el manual de instrucciones



Advertencias o precauciones específicas asociadas con el dispositivo que no se encuentran en ningún otro sitio en la etiqueta



Fabricante



Representante autorizado en la Comunidad Europea



Número de referencia en el catálogo



Número de serie



Código de lote



Fecha de fabricación



Límites de temperatura



Límites de humedad



Marca de registro CE con número de organismo notificado. Indica el cumplimiento de los requisitos de la Directiva 90/385/CEE sobre productos sanitarios implantables activos



Certificado de conformidad radioeléctrica para Australia y Nueva Zelanda



Certificado de conformidad radioeléctrica para Japón



Certificado de conformidad radioeléctrica para Corea



No reutilizar

Rx Only

Venta con receta



Material reciclable



Deseche los componentes eléctricos de acuerdo con las normativas locales



Deseche las pilas de iones de litio de acuerdo con las normativas locales



Mantener seco



Guía para la bobina. Se utiliza para colocar la bobina dentro del radio de alcance del mando a distancia básico al enlazar

Declaración legal

Declaramos que, a nuestro parecer, la información recogida en este manual es verdadera y correcta a la fecha de su publicación. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en su contenido sin previo aviso.

© Cochlear Limited 2015

Cochlear™



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Canada Inc 2500-120 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada

Tel: +1 416 972 5082 Fax: +1 416 972 5083

Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland

Tel: +41 61 205 8204 Fax: +41 61 205 8205

CEPREI Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom

Tel: +44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426

Cochlear Benelux NV Schaliënhoedreef 20 I, B-2800 Mechelen, Belgium

Tel: +32 15 79 55 11 Fax: +32 15 79 55 70

Cochlear France S.A.S. 135 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse, France

Tel: +33 5 34 63 85 85 (International) or 0805 200 016 (National) Fax: +33 5 34 63 85 80

Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy

Tel: +39 051 601 53 11 Fax: +39 051 39 20 62

Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 31 335 14 61 Fax: +46 31 335 14 60

Cochlear Tibbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey

Tel: +90 216 538 5900 Fax: +90 216 538 5919

Cochlear (HK) Limited Room 1204, 12/F, CRE Building, No 303 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong SAR

Tel: +852 2530 5773 Fax: +852 2530 5183

Cochlear Korea Ltd 1st floor, Cheongwon building, 828-5, Yuksam dong, Kangnam gu, Seoul, Korea

Tel: +82 2 533 4663 Fax: +82 2 533 8408

Cochlear Medical Device (Beijing) Co., Ltd

Unit 2208 Gemdale Tower B, 91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R. China

Tel: +86 10 5909 7800 Fax: +86 10 5909 7900

Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd.

Ground Floor, Platina Building, Plot No C-59, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051, India

Tel: +91 22 6112 1111 Fax: +91 22 6112 1100

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

Cochlear Middle East FZ-LLC

Dubai Healthcare City, Al Razi Building 64, Block A, Ground Floor, Offices IR1 and IR2, Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971 4 818 4400 Fax: +971 4 361 8925

Cochlear Latinoamérica S.A.

International Business Park, Building 3835, Office 103, Panama Pacifico, Panama

Tel: +507 830 6220 Fax: +507 830 6218

Cochlear NZ Limited

Level 4, Takapuna Towers, 19-21 Como St, Takapuna, Auckland 0622, New Zealand

Tel: +64 9 914 1983 Fax: +61 2 8002 2800

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now, And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, 科利耳, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, el logotipo elptico y Whisper son marcas comerciales o registradas de Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, Vistafix y WindShield son marcas comerciales o registradas de Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG.

© Cochlear Limited 2015

Hear now. And always

412640 ISS2
Spanish translation of 390460 ISS10 MAR15