

Cochlear™

Ghid rapid pentru
telecomanda
Nucleus® CR210

- ☒ Pornirea
- ☒ Instrucțiuni scurte



Hear now. And always



Descriere

Folosiți telecomanda Cochlear™ Nucleus® CR210 pentru controlul funcțiilor uzuale ale procesorului dumneavoastră de sunet Cochlear Nucleus CP910, CP920 sau Kanso (CP950).*

* Nu toate produsele sunt aprobate în toate țările.

NOTĂ

Informații suplimentare și avertizări în
Ghidul de utilizare al telecomenzii CR210.



Telecomanda CR210



DESCRIERE

Înlocuirea bateriei

Înlocuiți bateria de fiecare dată când vedeți indicatorul de baterie descărcată.



Dacă ecranul afișează baterie descărcată în telecomandă:



Deșurubați capacul cu o șurubelniță (cu cap în cruce) de la Philips.

Îndepărtați capacul și bateria veche.



ATENȚIE

Folosiți în telecomanda dumneavoastră
NUMAI baterii standard tip monedă,
de unică folosință, de litiu CR2032 sau
5004LC 3V.



Introduceți cu
grijă o baterie
nouă cu partea
cu plus „+” în
sus.



Înlocuiți
capacul,
începând cu
marginea
inferioară.



Înșurubați la loc
capacul.



Pornirea

Glisați în sus
întrerupătorul
pentru pornire.



Oprirea

Glisați în jos
întrerupătorul
pentru oprire.



PORNIREA

Punerea în pereche

Punerea în pereche permite ca două dispozitive să comunice unul cu altul.



Dacă ecranul afișează faptul că telecomanda nu este pusă în pereche:



Porniți-vă atât procesorul, cât și telecomanda.

Puneți emițătorul/ procesorul pe spatele telecomenzii dumneavoastră.



Telecomanda afișează punerea în pereche în desfășurare.



Telecomanda afișează faptul că este pusă în pereche.



Dacă aveți un al doilea procesor, repetați etapele 2–4.



PORNIREA

Schimbarea programelor

Programul
următor

Programul
anterior



Reglarea volumului/sensibilității



Măriți volumul
sau sensibilitatea
(așa cum este
setat de medicul
dumneavoastră)

Reduceți
volumul sau
sensibilitatea



Accesorii wireless

Atunci când un accesoriu wireless Cochlear (mini microfon sau streamer TV) este în pereche cu procesorul dumneavoastră, utilizați teleasistența pentru a porni și a opri fluxul de date audio.

Ecranul afișează
Accesorii
wireless:



Porniți
accesoriul
wireless:



Apăsați
lung o dată.

Opriți accesoriul
wireless:



Apăsați
lung o dată.

Conectarea accesoriilor audio

Dacă un accesoriu audio este conectat la procesorul dumneavoastră, folosiți-vă telecomanda pentru oprirea și repornirea accesoriului.

Ecranul afișează
accesorii audio
de conectare:



Opriți
accesoriul audio
de conectare:



Apăsați
scurt o dată.

Porniți
accesoriul audio
de conectare:



Apăsați
scurt o dată.

Bobina telefonică

Ascultați semnale audio și auziți voci la telefon cu bobina telefonică sau prin comutarea automată a bobinei telefonice (dacă este disponibilă). Comutarea automată a bobinei telefonice detectează automat semnalul bobinei telefonice.

Porniți bobina telefonică:



Apăsați scurt o dată.

Puneți bobina telefonică pe modul automat:



Apăsați scurt de două ori.

Opriți bobina telefonică:



Apăsați scurt o dată.

Îngrijirea

Curățați-vă telecomanda cu o cârpă moale, uscată.
Mențineți-vă telecomanda uscată.



ÎNGRIJIREA



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus și logo-ul de formă eliptică sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2016

Hear now. And always

415431 ISS4

Romanian translation of 402610 ISS8 APR16