

Cochlear™ Wireless Mini Microphone (mini-microphone) Guide de poche pour les utilisateurs de la série CP900




Fonctions de votre mini-microphone

Entendez mieux à distance et dans des situations bruyantes, notamment :

- lors de réunions ;
- lors d'un déplacement en voiture, bus ou train ;
- lors d'un repas au restaurant ;
- lors d'un cours au gymnase.

Comment :

Donnez le mini-microphone à la personne que vous souhaitez entendre et demandez-lui de le positionner près de sa bouche en le fixant sur ses vêtements grâce au clip situé à l'arrière de l'appareil. Activez ensuite la diffusion sur votre processeur de son série CP900 (voir les instructions ci-dessous).



Écoutez la télévision ou la radio

Comment :

Vous pouvez placer le mini-microphone près du haut-parleur du téléviseur ou de la radio. Il n'est pas nécessaire de le brancher sur une sortie d'écouteurs.




Diffusez de la musique ou du contenu audio directement vers votre processeur de son

Comment :

Insérez une extrémité du câble avec prise jack dans l'entrée audio du mini-microphone et l'autre extrémité dans la sortie audio de votre appareil audio, tel qu'un ordinateur, un lecteur MP3 ou un appareil Hi-Fi.



Vue d'ensemble du produit



Premiers pas

Charge de la batterie

Branchez une extrémité du câble de charge mini-USB fourni sur le mini-microphone et l'autre extrémité sur un ordinateur ou sur une prise secteur via l'adaptateur fourni.

Avant d'utiliser votre mini-microphone, vous devez le laisser charger pendant au moins 3 heures, même si le témoin lumineux indique une charge complète. La batterie ne peut pas être surchargée.

Remarque : en moyenne, le mini-microphone peut fonctionner jusqu'à 8,5 heures entre deux charges.

Appariement avec votre processeur de son série CP900

- A** Éteignez votre processeur de son série CP900.

Retirez le processeur de son de votre oreille.

Appuyez sur le bouton du bas et maintenez la pression pendant deux secondes.




- B** Démarrez votre mini-microphone et retirez le cache argenté.

Mise en marche ↓

Retirez le cache ↓



- C** À l'aide de la pointe d'un stylo ou d'un objet similaire, appuyez une fois sur le bouton d'appariement du mini-microphone.



- D** Le témoin lumineux LED clignote en jaune toutes les 2 secondes et le mini-microphone passe désormais en mode d'appariement pendant 20 secondes.



- E** Lorsque le mode d'appariement est actif (20 secondes), démarrez votre processeur de son.

Appuyez sur le bouton du bas.

Un témoin lumineux clignote brièvement en bleu pour indiquer que l'appariement a réussi.



- F** Vous pouvez appairer jusqu'à trois accessoires sans fil Cochlear à votre/vos processeur(s) de son.

Pour appairer un mini-microphone au canal 2, appuyez deux fois sur le bouton d'appariement lors de l'étape **C**. Le témoin lumineux LED clignote en jaune deux fois toutes les 2 secondes.

Pour appairer un mini-microphone au canal 3, appuyez sur le bouton d'appariement 3 fois lors de l'étape **C**. Le témoin lumineux LED clignote en jaune 3 fois toutes les 2 secondes.

Assistance

Pour en savoir plus sur le mini-microphone, veuillez consulter le mode d'emploi qui a été livré avec votre mini-microphone, ainsi que le mode d'emploi des accessoires sans fil.

Pour en savoir plus sur votre processeur de son Cochlear série CP900, veuillez consulter le mode d'emploi s'y rapportant.

Pour plus d'assistance et pour visionner des vidéos, rendez-vous sur le site Internet de Cochlear : www.cochlear.com

Utilisation de votre mini-microphone

Démarrage de la diffusion à l'aide de votre processeur de son

A Démarrez votre processeur de son et votre mini-microphone.



Appuyez longuement une fois sur le bouton du haut de votre processeur de son.
Le témoin lumineux du processeur de son clignote en bleu pour indiquer que la diffusion audio est en cours.

B Pour sélectionner un autre canal ou arrêter la diffusion.



Appuyez longuement sur le bouton du haut une deuxième fois pour sélectionner le canal 2, et encore une fois pour le canal 3.

Pour arrêter la diffusion, appuyez brièvement sur le bouton du haut.

Démarrage de la diffusion à l'aide de votre assistant sans fil CR230

Méthode 1 : Démarrez votre processeur de son et votre mini-microphone. Démarrez votre assistant sans fil CR230.



Appuyez longuement sur la touche boucle à induction.


Conseil ! Appuyez longuement sur le bouton une deuxième fois pour sélectionner le canal 2, et encore une fois pour le canal 3.

Le contenu audio commencera à être diffusé via le mini-microphone.

Pour arrêter la diffusion, appuyez brièvement sur la touche boucle à induction.

OU

Méthode 2 : Démarrez votre processeur de son et votre mini-microphone. Démarrez votre assistant sans fil CR230.



Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche vers la droite jusqu'à ce que l'écran Diffusion s'affiche.

Faites défiler la liste jusqu'au canal que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque l'appareil audio est allumé, le contenu audio commence à être diffusé via le mini-microphone.

Pour arrêter la diffusion, sélectionnez **Désactivé** sur l'écran de sélection Diffusion.

Démarrage de la diffusion à l'aide de votre télécommande CR210

A Démarrez votre processeur de son et votre mini-microphone. Démarrez votre télécommande CR210.



Appuyez longuement sur la touche boucle à induction.

Le contenu audio commencera à être diffusé via le mini-microphone.

B Pour sélectionner un autre canal ou arrêter la diffusion.



Appuyez longuement sur la touche boucle à induction une deuxième fois pour sélectionner le canal 2, et encore une fois pour le canal 3.

Pour arrêter la diffusion, appuyez brièvement sur la touche boucle à induction.

Accessoires sans fil Cochlear :

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Suède
Tél. : +46 31 335 1461 Fax : +46 31 335 1460

Système Nucleus 6 :

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australie
Tél. : +61 2 9428 6555 Fax : +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australie
Tél. : +61 2 9428 6555 Fax : +61 2 9428 6352

Bureaux régionaux :

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, États-Unis
Tél. : +1 303 790 9010 Fax : +1 303 792 9025

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Allemagne

Tél. : +49 511 542 770 Fax : +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tél. : +81 3 3817 0241 Fax : +81 3 3817 0245

www.cochlear.fr

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clinicnet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus en sinogrammes, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, le logo en forme d'ellipse et Whisper sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix et WindShield sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG.

© Cochlear Limited 2015