

Cochlear™ Wireless Mini Microphone (コクレアワイヤレスミニマイクロホン) CP900 シリーズ装用者用クイックガイド




ミニマイクロホンの機能

以下のような、音源から少し離れていたり、騒がしい環境でも聞こえやすくなります

- 会議中
- 車、バス、電車で移動する時
- レストランで食事をする時
- スポーツジムでレッスンに参加する時

方法:

話し手にミニマイクロホンを渡し、裏側のクリップを使用して衣服の口元に近い位置に付けてもらうようにします。次に、CP900 シリーズ サウンドプロセッサのストリーミングを有効にします (以下の手順を参照してください)。



家の外でテレビまたはラジオを聴くことができます

方法:

家の外にいる時は、テレビまたはラジオのスピーカの近くにミニマイクロホンを置いて使用できます。ヘッドホン出力端子にプラグを差し込む必要はありません。




音楽や音声を直接サウンドプロセッサにストリーミングできます

方法:

付属のジャックケーブルの片方の端をミニマイクロホンのライン入コンセントに差し込み、もう片方の端をコンピュータ、MP3 プレーヤーまたは Hi-Fi などのオーディオ機器の音声出力に差し込みます。



製品の概要



はじめに

電池の充電

付属のミニ USB 充電ケーブルの片方の端をミニマイクロホンに差し込み、もう片方の端をコンピュータに差し込むか、付属のアダプタを使用して電源コンセントに差し込みます。

ミニマイクロホンを使用する前に、表示ランプがフル充電を示していても、最低 3 時間充電してください。電池が過充電することはありません。

注記: 平均して、ミニマイクロホンはフル充電した状態で最大 8.5 時間作動します。

CP900 シリーズ サウンドプロセッサとのペア設定

- A** CP900 シリーズ サウンドプロセッサの電源を切ります。

サウンドプロセッサを耳から取り外します。
ダウンボタンを 2 秒間長押しします。




- B** ミニマイクロホンの電源を入れ、銀色のキャップを取り外します。

電源を入れる ↓
キャップを外す ↓



- C** ペンなどの先端を使用して、ミニマイクロホンのペア設定ボタンを 1 回押します。



- D** LED ランプが 2 秒ごとに黄色に点滅し、ミニマイクロホンが 20 秒間ペア設定モードになります。



- E** ペア設定モードが有効な間 (20 秒間) に、サウンドプロセッサの電源を入れます。

ダウンボタンを押します。

正常にペア設定されると、青色の表示ランプが短く点滅します。



- F** サウンドプロセッサには、最大 3 つの Cochlear ワイヤレス アクセサリをペア設定できます。

ミニマイクロホン をチャンネル 2 にペア設定するには、手順 **C** でペア設定ボタンを 2 回押します。LED が 2 秒ごとに 2 回ずつ黄色に点滅します。

ミニマイクロホン をチャンネル 3 にペア設定するには、手順 **C** でペア設定ボタンを 3 回押します。LED が 2 秒ごとに 3 回ずつ黄色に点滅します。

サポート

ミニマイクロホンの詳細については、ミニマイクロホンに同梱されている取扱説明書およびワイヤレスアクセサリ取扱説明書をご参照ください。

Cochlear CP900 シリーズ サウンドプロセッサの詳細については、サウンドプロセッサ取扱説明書をご参照ください。

サポートやビデオについては、Cochlear ウェブサイトをご覧ください: www.cochlear.com

ミニマイクロホンの使用

サウンドプロセッサを使用したストリーミングの開始

A サウンドプロセッサとミニマイクロホンの電源を入れます。



サウンドプロセッサのアップボタンを1回長押しします。

音声が入力されている場合、サウンドプロセッサのランプが青色に点滅します。

B 別のチャンネルを選択するか、ストリーミングを停止するには、以下のように操作します。



ボタンをもう1回長押しするとチャンネル2、さらにもう1回長押しするとチャンネル3を選択できます。

ストリーミングを停止するには、アップボタンを短く押します。

CR230 リモートアシスタントを使用したストリーミングの開始

方法 1: サウンドプロセッサとミニマイクロホンの電源を入れます。CR230 リモートアシスタントの電源を入れます。



テレコイルボタンを長押しします。

ヒント: ボタンをもう1回長押しするとチャンネル2、さらにもう1回長押しするとチャンネル3を選択できます。

ミニマイクロホンを通じて音声のストリーミングが開始します。

ストリーミングを停止するには、テレコイルボタンを短く押します。

または

方法 2: サウンドプロセッサとミニマイクロホンの電源を入れます。CR230 リモートアシスタントの電源を入れます。



ホーム画面から、右矢印ボタンを押して [ストリーム] 画面が表示されるまで右矢印ボタンを押します。

使用するチャンネルまでリストを下にスクロールして [OK] を押します。

オーディオ機器の電源を入れた後、ミニマイクロホンを通じて音声のストリーミングが開始されます。

ストリーミングを停止するには、[ストリーミング] 選択画面で [オフ] を選択します。

CR210 リモートコントロールを使用したストリーミングの開始

A サウンドプロセッサとミニマイクロホンの電源を入れます。CR210 リモートコントロールの電源を入れます。



テレコイルボタンを長押しします。

ミニマイクロホンを通じて音声のストリーミングが開始されます。

B 別のチャンネルを選択するか、ストリーミングを停止するには、以下のように操作します。



テレコイルボタンをもう1回長押しするとチャンネル2、さらにもう1回長押しするとチャンネル3を選択できます。

ストリーミングを停止するには、テレコイルボタンを短く押します。

Cochlear Wireless Accessories:

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, 「Hear now. And always」, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, 中国語表記の Nucleus, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, 楕円形のロゴ, Whisper は、Cochlear Limited の商標または登録商標です。Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix, WindShield は、Cochlear Bone Anchored Solutions AB の商標または登録商標です。Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標です。© Cochlear Limited 2015