





## Funktioner hos TelefonClip

- Hantera handsfreesamtal direkt till CP900-seriens ljudprocessorer.
- Hör ditt navigationssystem med Bluetooth®-funktion.
- Strömma musik från en enhet med Bluetooth-funktion.

*TelefonClip kan enkelt fästas i kläderna. Den inbyggda mikrofonen fångar upp och överför din röst, även om telefonen finns flera meter bort.*



## Produktöversikt



## Komma igång

### Ladda batteriet

Anslut den ena änden av den medföljande mikro-USB-laddningskabeln till TelefonClip och den andra till en dator eller ett eluttag via den medföljande adaptorn.

När den röda lampan överst på TelefonClip blir grön med en röd blinkning varannan sekund är laddningen klar.

Innan du använder TelefonClip bör du ladda den i minst tre timmar även om ljusindikatorn visar full laddning. Batteriet kan inte överladdas.

**Obs!** TelefonClip ger sex timmars taltid eller 80 timmars standbytid vid full laddning.

## Parning med ljudprocessor i CP900-serien

### A Stäng av CP900-ljudprocessorn


Ta ljudprocessorn från örat.  
Tryck och håll in den nedre knappen i två sekunder.



### B Sätt igång TelefonClip och ta bort det silverfärgade höljet.



### C Tryck på den vita parningsknappen på TelefonClip en gång med spetsen på en penna eller liknande föremål.



### D Lampan blinkar gult varannan sekund och TelefonClip går nu över till parningsläge under 20 sekunder.



### E När parningsläget är aktivt sätter du igång ljudprocessorn.

Tryck på den nedre knappen.

En blå ljusindikator blinkar för att visa att parningen har genomförts.




## Parning med mobiltelefon

- A** Sätt igång TelefonClip och ta bort det silverfärgade höljet.



- B** Se till att mobiltelefonens Bluetooth-funktion är aktiverad. Se mobiltelefonens bruksanvisning för anvisningar. Tryck på Bluetooth-parningsknappen på TelefonClip en gång för att aktivera parningsläget under två minuter.



- C** I parningsläget blir lampan blå.



- D** Sök efter nya Bluetooth-enheter på mobiltelefonen och välj "Telefon för hörapparat" från listan.
- E** Om du ombeds att ange en lösenkod i mobiltelefonen anger du "0000" (fyra nollor).
- F** TelefonClip bör nu vara parat med mobiltelefonen. Om du tillfrågas vilken Bluetooth-tjänst du vill aktivera i mobiltelefonen väljer du "Hörlurar".

## Ljusindikatorer (lampor) på TelefonClip

Lampindikatorn överst på TelefonClip fungerar som ett användargränssnitt med flera funktioner och visar information om enhetens status.

| Blinkar                                                                             | Betydelse                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Normal drift (grönt)                                          |
|  | Låg batterinivå (gult)                                        |
|  | Laddar (rött)                                                 |
|  | Helt laddad – fortfarande ansluten till laddaren (rött/grönt) |
|  | Redo för parning med ljudprocessor (gult)                     |
|  | Redo för parning med Bluetooth-enhet (blått)                  |
|  | Bluetooth-samtal pågår (blått)                                |

## Ansluta till mobiltelefonen

Om du vill kunna ta emot eller ringa telefonsamtal med TelefonClip måste Bluetooth®-funktionen i din mobiltelefon vara aktiverad. Telefonen kan be om bekräftelse på att du vill ansluta med TelefonClip när den har parats.

Om du måste ansluta manuellt letar du upp listan över "parade enheter" i mobiltelefonens Bluetooth®-meny. Från den här listan markerar du "Telefon för hörapparat" och väljer "Anslut".

TelefonClip är nu redo för användning.

På vissa mobiltelefoner kan du även aktivera "Automatisk återanslutning". Anvisningar om hur du gör detta finns i mobiltelefonens bruksanvisning.

**Tips!** I de flesta fall bekräftar en hörlurssymbol på mobiltelefonens huvudskärm att anslutningen har upprättats.

## Använda TelefonClip

### Hantera samtal med knappen för att besvara/avsluta samtal



- **Inkommande samtal:**  
Tryck en gång för att besvara ett samtal.  
Dubbelklicka för att neka ett samtal.
- **När ett samtal pågår:**  
Om du vill koppla ett samtal som startades på mobilen till Phone Clip trycker du en gång.  
Om du vill väntkoppla ett samtal trycker du och håller ned i två sekunder.
- **Ringa ett samtal:**  
Dubbelklicka om du vill ringa upp det senaste numret igen.  
Om du vill aktivera röstsamtal trycker du och håller ned i två sekunder.

### Strömma musik från mobilen

Du kan använda TelefonClip för att strömma musik från mobiltelefonen eller datorn.

- Anslut enheten till TelefonClip via Bluetooth.
- Börja spela upp musik på enheten.
- Du hör ljudet som strömmas från enheten.
- Om du vill stoppa strömningen stoppar du uppspelningen av musik på enheten.



***Tips!** Vid justering av volymen, använd volymkontrollen på PhoneClip.*

## Support

Mer information om TelefonClip finns i den bruksanvisning som medföljer TelefonClip, samt i bruksanvisningen för trådlösa tillbehör.

Mer information om Cochlears ljudprocessor i CP900-serien finns i tillhörande bruksanvisning.

Ytterligare support och videor finns på Cochlears webbplats: [www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

Cochlear Wireless Accessories:

**Cochlear Bone Anchored Solutions AB** Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

**Cochlear Americas** 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

**EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus med kinesiska tecken, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, den ellipsformade logotypen och Whisper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix och WindShield är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Bluetooth är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG.

© Cochlear Limited 2015

544210 ISS2

Swedish translation of 532744 ISS4 MAR15