

Cochlear™

คู่มือฉบับย่อสำหรับ
Nucleus® CR210
Remote Control

- ☑ การเริ่มต้นใช้งาน
- ☑ การอ้างอิงด่วน



Hear now. And always



เกี่ยวกับ

ใช้ Cochlear™ Nucleus®

CR210 Remote Control เพื่อควบคุม
ฟังก์ชันที่ใช้ทั่วไปของเครื่องแปลง
สัญญาณเสียง Cochlear Nucleus
CP910, CP920 หรือ Kanso (CP950)*

* ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจได้รับอนุญาตในบางประเทศเท่านั้น

หมายเหตุ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำเตือนใน
คู่มือผู้ใช้ CR210 Remote Control



CR210 Remote Control



เกี่ยวกับ



เปลี่ยนแบตเตอรี่

เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อคุณเห็นตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ



เมื่อนำจอ
แสดงว่า
แบตเตอรี่
รีโมต
คอนโทรลต่ำ:



คลายสกรู
ฝาคครอบด้วย
ไขควงปากแฉก

ถอดฝาคครอบ
และแบตเตอรี่
เก่าออก



ข้อควรระวัง

ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมแบบก้อนกระดุม
มาตรฐานขนาด 3V แบบใช้แล้วทิ้ง
CR2032 หรือ 5004LC กับรีโมด
คอนโทรลของคุณเท่านั้น

3



ใส่แบตเตอรี่
ก้อนใหม่อย่าง
ระมัดระวังโดย
ให้ด้านบวก “+”
หงายขึ้น

4



ใส่ฝาครอบ
ด้านล่างก่อน

5



ไขสกรูฝาครอบ
กลับเข้าที่



พลังงาน

เปิด

เลื่อนสวิตช์ขึ้น
เพื่อเปิด



ปิด

เลื่อนสวิตช์ลง
เพื่อปิด



การเปิด

คู่มือฉบับย่อ

จับคู่

การจับคู่ช่วยให้อุปกรณ์สองเครื่องสื่อสารกันได้



เมื่อนำจอ
แสดงว่ารีโมต
คอนโทรล
ไม่มีการจับคู่:



เปิดทั้ง
เครื่องแปลง
สัญญาณและ
รีโมตคอนโทรล

วางคอยล์/
เครื่องแปลง
สัญญาณ
ที่ด้านหลังของ
รีโมตคอนโทรล



รีโมตคอนโทรล
แสดงการจับคู่ที่
กำลังดำเนินการ



รีโมตคอนโทรล
แสดงว่าจับคู่
แล้ว



หากคุณมี
เครื่องแปลง
สัญญาณ
เครื่องที่สอง
ให้ทำซ้ำขั้นตอน
ที่ 2-4



การเปิด

เปลี่ยนโปรแกรม

โปรแกรมถัดไป

โปรแกรมก่อนหน้า



ปรับระดับเสียง/ความไวในการรับเสียง



เพิ่มระดับเสียง
หรือความไวใน
การรับเสียง
(ตามที่แพทย์
ของคุณตั้งค่าไว้)

ลดระดับเสียง
หรือความไวใน
การรับเสียง



การใช้งาน

อุปกรณ์เสริมไร้สาย

เมื่อจับคู่อุปกรณ์เสริมไร้สาย Cochlear (Mini Microphone หรือ TV Streamer) กับเครื่องแปลงสัญญาณของคุณแล้ว ให้ใช้รีโมตตัวช่วยของคุณเพื่อเริ่มและหยุดการสตรีมเสียง

หน้าจอแสดง
อุปกรณ์เสริม
ไร้สาย:

เปิดอุปกรณ์
เสริมไร้สาย:

ปิดอุปกรณ์เสริม
ไร้สาย:



กดค้างหนึ่งครั้ง



กดค้างหนึ่งครั้ง

สายส่งสัญญาณเสียงแบบปลั๊กอิน

เมื่อเชื่อมต่อสายส่งสัญญาณเสียงแบบปลั๊กอินกับเครื่องแปลงสัญญาณของคุณแล้ว ให้ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อปิดและเปิดอุปกรณ์เสริมนั้น

หน้าจอแสดงสายส่งสัญญาณเสียงแบบปลั๊กอิน:



ปิดสายส่งสัญญาณเสียงแบบปลั๊กอิน:



กดแล้วปล่อย
หนึ่งครั้ง

เปิดสายส่งสัญญาณเสียงแบบปลั๊กอิน:



กดแล้วปล่อย
หนึ่งครั้ง



เทเลคอยล์

ฟังเสียงจากระบบนำเสียงและฟังเสียงบนโทรศัพท์
ด้วยเทเลคอยล์หรือเทเลคอยล์อัตโนมัติ (หากมี)
เทเลคอยล์อัตโนมัติจะตรวจพบสัญญาณเทเลคอยล์
โดยอัตโนมัติ

เปิดเทเลคอยล์:



กดแล้วปล่อย
หนึ่งครั้ง

14

เปลี่ยน
เทเลคอยล์
เป็นอัตโนมัติ:



กดปุ่มสั้นๆ
สองครั้ง

ปิดเทเลคอยล์:



กดแล้วปล่อย
หนึ่งครั้ง

NUCLEUS® CR210 REMOTE CONTROL

การดูแล

ทำความสะอาดรีโมตคอนโทรลด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม
เก็บรักษารีโมตคอนโทรลของคุณให้แห้งอยู่เสมอ



คู่มือฉบับย่อ



การดูแล



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus และโลโก้วงรีเป็นเครื่องหมายการค้า
หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cochlear Limited

© Cochlear Limited 2016

Hear now. And always

D1892071 V1

Thai translation of 402610 V8 2016-04