

CR210 Remote Control สำหรับ Kanso®

คู่มือฉบับย่อ



- ✓ การเริ่มต้นใช้งาน
- ✓ การอ้างอิงด่วน



CP950

Hear now. And always



เกี่ยวกับ

ใช้ Cochlear™ Nucleus® CR210 Remote Control เพื่อควบคุมฟังก์ชันที่ใช้งานทั่วไปของเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Cochlear Kanso® (หมายเลขรุ่น: CP950)



หมายเหตุ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำเตือนเกี่ยวกับ CR210 Remote Control ในคู่มือผู้ใช้

CR210 Remote Control



เปลี่ยนแบตเตอรี่

เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อคุณเห็น
ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ



1. คลายสกรูฝาคครอบด้วย
ไขควงปากแฉก



2. ถอดฝาคครอบและ
แบตเตอรี่เก่าออก



ข้อควรระวัง

ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมแบบก้อนกระดุมมาตรฐานขนาด 3V แบบ
ใช้แล้วทิ้ง CR2032 หรือ 5004LC กับรีโมตคอนโทรลของคุณ
เท่านั้น



3. ใส่แบตเตอรี่
ก้อนใหม่อย่าง
ระมัดระวังโดย
ให้ด้านบวก
“+” หายขึ้น
4. ใส่ฝาครอบ
ด้านล่างก่อน
5. ไขสกรู
ฝาครอบ
กลับเข้าที่

เปิด

เลื่อนสวิตช์ขึ้น
เพื่อเปิด



ปิด

เลื่อนสวิตช์ลง
เพื่อปิด



จับคู่

การจับคู่ช่วยให้อุปกรณ์สองเครื่องสื่อสารกันได้



เมื่อหน้าจอ
แสดงว่ารีโมต
คอนโทรลไม่มี
การจับคู่:

1. เปิดทั้ง
เครื่องแปลง
สัญญาณ
และรีโมต
คอนโทรล
2. วางเครื่อง
แปลง
สัญญาณที่
ด้านหลัง
ของรีโมต
คอนโทรล



3. รีโมต
คอนโทรล
แสดงการ
จับคู่ที่กำลัง
ดำเนินการ

4. รีโมต
คอนโทรล
แสดงว่า
จับคู่แล้ว

5. หากคุณมี
เครื่องแปลง
สัญญาณ
เครื่องที่สอง
ให้ทำซ้ำ
ขั้นตอนที่
2-4

เปลี่ยนโปรแกรม

โปรแกรมถัดไป

โปรแกรมก่อนหน้า



ปรับระดับเสียง/ ความไวในการรับเสียง



เพิ่มระดับเสียง
หรือความไว
ในการรับเสียง
(หากมี)

ลดระดับเสียง
หรือความไว
ในการรับเสียง

อุปกรณ์เสริมไร้สาย

เมื่อจับคู่อุปกรณ์เสริม Cochlear True Wireless™ (Mini Microphone หรือ TV Streamer) กับเครื่องแปลงสัญญาณของคุณแล้ว ให้ใช้รีโมตตัวช่วยของคุณเพื่อเริ่มและหยุดการสตรีมเสียง

หน้าจอแสดง
อุปกรณ์เสริม
ไร้สาย:



เปิดอุปกรณ์
เสริมไร้สาย:



กดค้างหนึ่งครั้ง

ปิดอุปกรณ์เสริม
ไร้สาย:



กดแล้วปล่อย
หนึ่งครั้ง

เทเลคอยล์

ฟังเสียงในห้องที่มีระบบนำเสียงด้วยเทเลคอยล์

เปิดเทเลคอยล์:

ปิดเทเลคอยล์:



กดแล้วปล่อย
หนึ่งครั้ง



กดแล้วปล่อย
หนึ่งครั้ง

คู่มือฉบับย่อ

การดูแล

ทำความสะอาดรีโมตคอนโทรลด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม
เก็บรักษารีโมตคอนโทรลของคุณให้แห้งอยู่เสมอ



Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

 **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus และโลโก้วงรี

เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cochlear Limited

© Cochlear Limited 2017

D1893181 V1

Thai translation of D705741 V2 2017-09