

Cochlear™ True Wireless™ Mini Microphones

Guía rápida para los usuarios de implantes Cochlear



Características de Mini Microphone 2 / Mini Microphone 2+


Escuche mejor a distancia y en situaciones ruidosas como:

- reuniones
- viajes en coche, autobús o tren
- cenas en restaurantes
- clases en el gimnasio

Cómo:

Dé Mini Microphone a la persona que desea escuchar. Pídale que se lo coloque cerca de la boca **en posición vertical**, fijándolo a la ropa con la pinza de la parte posterior. A continuación, active la transmisión de audio del procesador de sonido (vea las instrucciones que aparecen a continuación).

Coloque su Mini Microphone 2+ en una mesa para escuchar a varios interlocutores en un grupo o en una conferencia.



Vista general del producto



Primeros pasos

Carga de la pila

Cuando use Mini Microphone por primera vez, déjelo cargar durante al menos 3 horas, aunque la luz indique que se ha cargado por completo.

Para cargar Mini Microphone:

1. Conecte el cable de carga mini-USB a la base de Mini Microphone.
2. Conecte el otro extremo a una toma de corriente con el adaptador suministrado.

Mientras se está cargando, el indicador LED se ilumina de color rojo.

Cuando la pila está completamente cargada (y aún conectada al cargador), el LED cambiará a rojo fijo con parpadeos verdes cada 2 segundos.

Si el nivel de carga de la pila es bajo, el LED indicador de estado parpadeará en amarillo una vez cada segundo.

De media, Mini Microphone funcionará hasta 10 horas entre cargas. La duración de la carga puede variar en función del uso.

Enlace con el procesador de sonido


- A** Apague los procesadores de sonido.

Retire los procesadores de sonido.


APAGUE sus procesadores de sonido.

- B** Encienda Mini Microphone

Mantenga pulsado el botón para encender/apagar durante 2 segundos hasta que el LED cambie a verde y, a continuación, **suéltelo**.



- C** Pulse una vez la tecla de enlace de Mini Microphone 2 (A) o Mini Microphone 2+ (B) utilizando la punta de un bolígrafo o un objeto similar.



- D** El LED de la parte superior de Mini Microphone parpadeará en amarillo una vez cada 2 segundos durante 20 segundos. Mientras el modo de enlace está activo (20 segundos), encienda el procesador de sonido.

ENCIENDA los procesadores de sonido.

Un indicador luminoso  parpadeará brevemente en color azul para informarle de que el enlace se ha efectuado correctamente.

- E** Puede enlazar hasta tres accesorios inalámbricos Cochlear con los procesadores de sonido.

Para enlazar Mini Microphone en el canal 2, pulse la tecla de enlace dos veces en el paso **C**. El LED parpadeará en amarillo dos veces cada 2 segundos.

Para enlazar Mini Microphone en el canal 3, pulse la tecla de enlace 3 veces en el paso **C**. El LED parpadeará en amarillo 3 veces cada 2 segundos.

Asistencia

Si desea más información sobre Mini Microphone 2 y Mini Microphone 2+, consulte la guía de usuario incluida con este dispositivo y la guía de usuario de los accesorios True Wireless.

Si desea más información sobre el procesador de sonido Cochlear, consulte la guía de usuario correspondiente.

Si desea más información y vídeos informativos, visite el sitio web de Cochlear: www.cochlear.com

Uso de Mini Microphone

Inicio de la transmisión de audio con el procesador de sonido

A Encienda el procesador de sonido y Mini Microphone.

Mantenga pulsado el botón del procesador de sonido durante 2 segundos, y suéltelo después.

El procesador de sonido parpadea en color azul  para indicar que se está efectuando el streaming.

NOTA: En los procesadores con dos botones, utilice el botón de la parte superior.

B Para seleccionar otro canal o detener la transmisión de audio.

Repita el paso A una segunda vez para seleccionar el canal 2 y otra vez más para el canal 3.

Para detener la transmisión de audio, **toque** el botón de su procesador de sonido.

Inicio de la transmisión de audio con el mando a distancia

Método 1: Encienda el procesador de sonido y Mini Microphone. Encienda el mando a distancia.



Mantenga pulsada la tecla de la telebomba durante 2 segundos y, a continuación, suéltela.


Consejo: Repita este paso una segunda vez para seleccionar el canal 2 y otra vez más para el canal 3.

Se iniciará la transmisión de audio desde Mini Microphone.

Para detener la transmisión de audio, **toque** la tecla de la telebomba.

O BIEN

Método 2: Encienda el procesador de sonido y Mini Microphone. Encienda el mando a distancia.



Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla de flecha derecha para ir a la pantalla Stream.

Desplácese por la lista hasta el canal que desee y pulse **OK**.

Cuando el dispositivo de audio esté conectado, se iniciará la transmisión de audio desde Mini Microphone.

Para detener la transmisión de audio, seleccione **Desconnect.** en la pantalla de selección de Stream.

Inicio de la transmisión de audio con el mando a distancia básico

Encienda el procesador de sonido y Mini Microphone. Encienda el mando a distancia básico.



Mantenga pulsada la tecla de la telebomba durante 2 segundos y, a continuación, suéltela.


Se iniciará la transmisión de audio desde Mini Microphone.

Repita este paso una segunda vez para seleccionar el canal 2 y otra vez más para el canal 3.

Para detener la transmisión de audio, **toque** la tecla de la telebomba.

Inicio de la transmisión con la aplicación Nucleus Smart

Encienda el procesador de sonido y Mini Microphone. Ejecute la aplicación Nucleus Smart.



Pulse Fuentes de audio.

Pulse el icono de Mini mic.

Se iniciará la transmisión de audio desde Mini Microphone.

Para detener la transmisión, **pulse** Desconectado o el icono de la X.

Cochlear True Wireless Accessories:

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

Nucleus Sound Processor Systems:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com