

CR310

Mando a distancia básico

Guía rápida



- ✓ Primeros pasos
- ✓ Referencia rápida

Hear now. And always



Acerca de

Utilice el mando a distancia básico Cochlear™ CR310 para controlar las funciones habituales de su procesador de sonido Nucleus 7 (número de modelo: CP1000).



NOTA

Encontrará más información y advertencias en la guía de usuario del *mando a distancia básico CR310*.



ADVERTENCIA

La ingesta de pilas de litio puede provocar lesiones graves o la muerte. En caso de ingesta, acuda inmediatamente al servicio de urgencias. Guarde las pilas en un lugar inaccesible para los niños. Consérvelas en su embalaje original hasta que vaya a usarlas. Deseche de inmediato las pilas utilizadas.

Mando a distancia básico CR310



Cambiar la pila

Cambie la pila cuando vea el indicador de pila con poca carga.



1. Desatornille la tapa con un destornillador Phillips (en cruz).



2. Retire la tapa y la pila usada.



PRECAUCIÓN

Use ÚNICAMENTE pilas de botón de litio estándar desechables CR2032 o 5004LC de 3 V en su mando a distancia básico.



3. Inserte con cuidado la pila nueva con el polo positivo “+” hacia arriba.
4. Vuelva a colocar la tapa, primero el borde inferior.
5. Atornille de nuevo la tapa.

Encender

Para encender deslice el interruptor hacia arriba.



Apagar

Para apagar
deslice el
interruptor
hacia abajo.



Enlazar

El enlace permite que dos dispositivos se comuniquen entre sí.



Si la pantalla indica que el mando a distancia básico no está enlazado:

1. **Apague y encienda** su procesador y el mando a distancia básico.
2. Coloque la bobina en la parte posterior de su mando a distancia básico.



3. El mando a distancia básico indica que se está llevando a cabo el enlace.



4. El mando a distancia básico muestra que está enlazado.




5. Si tiene un segundo procesador, repita los pasos 1-4.

Cambiar de programa



Ajustar el volumen o la sensibilidad



Aumentar el volumen o la sensibilidad (si está disponible)

Disminuir el volumen o la sensibilidad

Accesorios inalámbricos

Cuando un accesorio Cochlear True Wireless™ (Mini Microphone o TV Streamer) está enlazado con su procesador, utilice el mando a distancia básico para iniciar y detener la transmisión de audio.

La pantalla muestra el accesorio inalámbrico:



Iniciar la transmisión:



Una pulsación larga.

Detener la transmisión:



Una pulsación corta.

Accesorio de FM

Cuando haya un accesorio de FM conectado a su procesador, use su mando a distancia básico para apagar y volver a encender el accesorio.

La pantalla muestra el accesorio de FM:



Apagar el accesorio de FM:



Una pulsación corta.

Encender el accesorio de FM:



Una pulsación corta.

Telebobina

Escuche con bucles de inducción y telebobina.

Para encender la telebobina:



Una pulsación corta.

Para apagar la telebobina:



Una pulsación corta.

Cuidados

Limpie su mando a distancia básico con un paño suave y seco.

Mantenga seco su mando a distancia básico.



Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus y el logotipo elíptico son marcas comerciales o registradas de Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2017

D817703 ISS2

Spanish translation of 594632 ISS2 APR17