

# Ta nästa steg

Uppgradera till Cochlear™ Nucleus® 5

COCHLEAIMPLANTAT, EN MÖJLIGHET ATT HÖRA



Hear now. And always



## Välj din framtid redan idag

Det finns händelser och upplevelser i livet och beslut man fattar, som förändrar hela tillvaron. Som till exempel när du tog ditt körkort, när du bytte jobb, den första dagen på skolan för ditt barn, eller... när du beslöt dig för ett cochleaimplantat.

Nu finns det en spännande möjlighet för personer som använder Nucleus® 24- eller Freedom™- implantat att uppgradera till och dra fördel av det prisbelönade Cochlear™ Nucleus 5-systemet.

Cochlear Nucleus CP810-ljudprocessor, med Cochlear Nucleus CR110 Remote Assistant, ger dig tillgång till den senaste teknologin, som ger dig möjlighet att få ut det mesta av din hörselförmåga.

Med en uppgradering till Cochlear Nucleus 5, kommer ditt liv att förändras.



# Cochlear Nucleus 5, en översikt

Cochlears Nucleus 5-system har en avancerad teknologi och design som sätter en ny standard för hörförmåga.

## CP810 LJUDPROCESSOR

- diskret
- bekväm
- dubbelmikrofonteknologi
- automatisk telespole
- vattentät

Cochlear Nucleus CP810-ljudprocessorn sätter en ny standard för hörförmåga och är vår minsta och tunnaste ljudprocessor. En ny generation SmartSound™ dubbelmikrofonteknologi har visat sig ge ännu bättre talförståelse i bullriga situationer.



## CR110 REMOTE ASSISTANT

- lätt att använda
- dubbelriktad
- trådlös
- intuitiv

Cochlear Nucleus CR110 Remote Assistant kommunicerar trådlöst med uni- eller bilaterala CP810 ljudprocessorer. Remote Assistant är mer än en fjärrkontroll. Den har ett enkelt läge för snabb och enkel styrning av de viktigaste funktionerna och ett avancerat läge för finjustering av systemet enligt dina egna behov och dessutom en interaktiv felsökningsassistent.

Det är den enda dubbelriktade fjärrkontrollen som finns tillgänglig. Den ger dig trygghet och du kan övervaka och styra din ljudprocessor diskret och enkelt. För föräldrar är det en extra säkerhet att kunna övervaka hörseln på sitt barn och samtidigt ge dem större frihet och självständighet.



# Varför uppgradera?

Cochlear Nucleus 5 sätter en ny standard för hörförmåga. Kliniska resultat för användare av Nucleus 24 eller Freedom med uppgradering visar att de upplever flera fördelar som förenklar vardagslivet.

## Bättre hörsel i alla miljöer

Kliniska resultat visar att CP810-ljudprocessorn med zoomfunktion ger bättre hörsel i bullriga situationer i jämförelse med föregående generation ljudprocessorer från Cochlear.

## Lätt att tala i telefon

CP810-ljudprocessorn erbjuder industrins första och enda automatiska telefonavkänning, vilket gör det enklare att använda telefonen.

## Optimera din hörsel

CR110 Remote Assistant är den första och enda dubbelriktade fjärrkontrollen som finns tillgänglig. Det ger dig möjlighet att vara diskret när du ställer in din ljudprocessor.

## Tillbehör: gör det lätt att höra överallt

CP810-ljudprocessorn stöder det senaste FM-systemet – Dynamic FM från Phonak.

## Designad för en aktiv livsstil

CP810-ljudprocessorn har industrins högsta vattenskyddsmärkning (IP57\*), vilket gör att du kan bli svettig eller slappna av på stranden – eftersom du kan lita på att din ljudprocessor fortsätter att fungera.

## Stil, komfort, flexibilitet

Cochlear Nucleus 5 är för närvarande industrins smalaste och lättaste ljudprocessor. Den är elegant, liten, avancerad och ergonomiskt utformad för att sitta diskret och bekvämt på alla öron.

## Jämför

Jämför din aktuella ljudprocessor med CP810-ljudprocessorn

FUNKTION	SPrint™	ESprit™	ESprit 3G	Freedom	CP810
Avancerad dubbelmikrofonteknologi med kraftfull zoomfunktion					✓
Cochlears ljudförbättrande teknologi SmartSound				✓	✓
Telefon: automatisk telespole					✓
Dubbelriktad Remote Assistant					✓
Stöd för Dynamisk FM					✓
Vattentät				✓**	✓*
Uppladdningsbart batteri	✓			✓	✓
Individuell design med färgade skal och mönster			✓	✓	✓

\* Internationell standard IP57 med uppladdningsbart batteri; IP44 med zink-luftbatteri

\*\* Internationell standard IP44

# En lösning för livet

När nya teknologier utvecklas har användare av Nucleus cochleaimplantat en tydlig fördel. Det spelar ingen roll om du fick ditt implantat för 25 år sedan eller igår. Vårt engagerade team arbetar hela tiden på att utveckla ny teknik, som ger dig bästa möjliga hörsel genom hela livet. Våra första användare av Nucleus cochleaimplantat har haft tillgång till fem uppgraderingar av ljudprocessorn.

Vårt åtagande när det gäller bakåtkompatibilitet för våra tidigare generationer garanterar att du eller ditt barn också får ta del av den vetenskapliga utvecklingen. Det är ett åtagande från ett världsledande företag, uppbackat av branchens största investering i forskning och utveckling och det största samarbetsprogrammet mellan ledande specialister runt om i världen.

Denna uppgradering från Cochlear ger dig möjlighet att förbättra din hörsel utan att behöva genomgå en ny operation. Det är dags att ta nästa steg.



# Hear now. And always

Cochlear är ett globalt ledande företag för olika hörsellösningar och vår målsättning är att ge alla människor över hela världen en möjlighet att höra ljud. Vårt hörselsystem har återförenat över 230 000 människor med sina familjer, vänner och med samhället i mer än 100 länder.

Tillsammans med industrins största investering i forskning och utveckling fortsätter vi att samarbeta med ledande internationella forskare och hörselspecialister, för att behålla vår ledande ställning inom hörselvetenskapen. Vårt livstidsåtagande till alla hörselskadade som använder en av Cochlears lösningar: Hör nu och för alltid



**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: 61 2 9428 6555 Fax: 61 2 9428 6352

**Cochlear AG** European Headquarters, Peter Merian-Weg 4, CH - 4052 Basel, Switzerland Tel: 41 61 205 0404 Fax: 41 61 205 0405

**European Representative, Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, D - 30625 Hannover

Germany Tel: 49 511 542 770 Fax: 49 511 542 7770

**Cochlear Europe Ltd** 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom Tel: 44 1932 87 1500 Fax: 44 1932 87 1526

**Cochlear Benelux NV** Schaliënhoedreef 20i, B - 2800 Mechelen, Belgium Tel: 32 1579 5511 Fax: 32 1579 5500

**Cochlear Italia SRL** Via Augusto Murri, 45/L, 40137 Bologna, Italia Tel: 39 051 7419811 Fax: 39 051 392062

**Cochlear France S.A.S.** Route de l'Orme aux Merisiers, Z.I. Les Algorithmes - Bât. Homère, 91190 Saint Aubin, France Tel: 33 811 111 993 Fax: 33 160 196 499

**Cochlear Nordic AB** Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden Tel: 46 31 335 14 61 Fax: 46 31 335 14 60

**Cochlear Tibbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Sti.** Cubuklu Mah. Bogazici Cad., Bogazici Plaza No: 6/1, Kavacik

TR - 34805 Beykoz-Istanbul, Turkey Tel: 90 216 538 5900 Fax: 90 216 538 5919

[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)