

Cochlear™ Nucleus® system

Information till personer aktuella för cochleaimplantat



CP810 ljudprocessorn, CR110 Remote Assistant och CI24RE-seriens implantat är mycket användarvänliga och ger enastående hörprestanda.

Om du väljer Cochlear™ Nucleus® system väljer du en hörsellösning som är ledande inom industrin. Det ger dig:

- enastående hörprestanda i alla omgivningar tack vare de 22 oberoende stimuleringspunkterna, unik SmartSound™ och tvåmikrofonteknologi;
- ett brett utbud av elektroder, vilket ger kirurgen möjlighet att välja den som bäst passar dina individuella behov;
- ledande MR-kompatibilitet upp till 3 Tesla, vilket ger dig tillgång till modern medicinsk utrustning;
- trygghet: mer än 250 000 personer har en hörsellösning från Cochlear implanterad. Idag ger CI24RE-serien ljud till mer än 61 000 öron, vilket gör det till det mest använda och framgångsrika cochleaimplantatet någonsin;
- en framtid vid frontlinjen inom hörprestanda: med Cochlears löfte om livstids åtagande gällande kompatibilitet för tidigare generationer kan du känna dig säker att CI24RE-seriens implantat alltid ger dig tillgång till framtidens senaste ljudprocessor.

Hear now. And always


Cochlear™

I mer än 25 år har Cochlear satt standarden när det gäller implantattillförlitlighet.

Det har gjort CI24RE-serien till de mest tillförlitliga cochleaimplantaten på marknaden.

Sedan lanseringen av Nucleus® CI500-implantatserien 2009 har mindre än 1 % av dessa implantat varit defekta. Cochlear har dock nyligen upptäckt en ökning av defekta Nucleus CI512-implantat. Som en försiktighetsåtgärd och med våra användares bästa för ögonen har Cochlear bestämt sig för att frivilligt återkalla ej implanterade implantat i Cochlear Nucleus CI500-serien. Cochlear rekommenderar att ett implantat i Nucleus CI24RE-serien används istället. Båda implantatserierna använder sig av samma moderna elektroniska teknologi, vilket gör dem funktionellt likvärdiga.



Tillförlitlighet har alltid varit i fokus för Cochlear sedan lanseringen av världens första cochleaimplantat 1982.

Vår filosofi att alltid förbättra våra produkter har gjort CI24RE-serien till det mest tillförlitliga implantatet som finns tillgängligt. Inget annat implantat kan påvisa samma tillförlitlighet över en period på sju år. Denna enastående bedrift har resulterat i att sju av tio personer som är aktuella för cochleaimplantat väljer Nucleus.



Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: 46 31 335 14 61 Fax: 46 31 335 14 60

www.cochlear.com

Cochlear, SmartSound och den ovala logotypen är varumärken som ägs av Cochlear Limited.
Nucleus är ett registrerat varumärke som ägs av Cochlear Limited. © Cochlear Limited 2011

N35451F ISS1 OCT11 Swedish
Translation of N35436F ISS1